

INSTRUCTIONS FOR USE

CyberCore • Radiopaque dual-cure composite for core build-ups

CyberCore is a dual-cure, fluoride releasing, resin composite material designed for the fabrication of core build-ups. CyberCore may be used with any Bis-GMA compatible bonding agent.

PROPERTIES:

- Easy to use
- Provides a consistent, homogeneous mix.
- Dual curing: material can be light cured, additional chemical cure assures that the material can be quickly bulk filled.
- Dense void-free core: cuts like dentin
- Fluoride release: strengthens natural tooth structure and helps prevent secondary caries.
- Radiopaque
- Superior compressive strength for long-lasting restorations.
- Enhanced mechanical properties of conventional Bis-GMA composite by utilization of intercalated and exfoliated nanocomposite technology

INSTRUCTIONS:

- 1) Prepare the tooth according to clinical requirements.
- 2) Isolate the tooth from oral fluids. A rubber dam is recommended.
- 3) Acid-etch the entire preparation with a 32-40 % phosphoric acid (like for instance CyberEtch) for 15 seconds.
- 4) Rinse off etchant with a water-spray for at least 15 seconds. Etched enamel should appear frosted.
- 5) Dry-etch dried surfaces.
- 6) Follow bonding agent instructions for use with dual-cure composites.
- 7) Assemble syringe mix tip. (Bleed syringe on initial use and bleed through assembled mixing tip and intraoral tip before each use).
- 8) Place intraoral tip of assembled syringe into base of prepared tooth and dispense an adequate amount of material to complete build-up. Let material rise around the tip while withdrawing to eliminate air bubbles.
- 9) Do not disturb during the gelation stage. Light cure for at least 40 seconds. Check for complete hardness. Chemical-cure intra-oral set-time is approx. 3 minutes from start to mix/application. Set-time takes longer outside of mouth.
- 10) Finish preparation with a bur.

TECHNICAL DATA:

Working Time:	1:30 minute	Solubility:	2 µg/mm3
Setting Time:	4:30 minute	Linear Shrinkage:	1.2 %
Compressive strength:	250 MPa	Radiopacity:	400 %Al
Diametral tensile strength:	40 MPa	Compatible with halogen light:	Yes
Flexural strength:	200 MPa	Compatible with plasma arc light:	Yes
Water sorption:	14 µg/mm3	Compatible with LED:	Yes

CAUTION!

CyberCore contains polymerizable monomers which may cause allergic contact dermatitis in susceptible patients. Wash thoroughly with soap and water after contact. If skin sensitization occurs, or if known allergy to methacrylate resin exists, discontinue use.

PRECAUTIONS IN USE:

- Do not use in presence of eugenol based materials: complete setting of CyberCore may not take place.
- A calcium hydroxide or glass ionomer liner may be used to isolate CyberCore from eugenol sources.
- If refrigerated, allow to return to room temperature before use. Refrigeration will increase viscosity, making application more difficult, and will retard setting time.

ESSENTIAL INGREDIENTS:

- Triethylenglycoldimethacrylate • Multifunctional monomers • Polymerization activators • Photoinitiators • Glassfiller • Fumed Silica

STORAGE:

- Do not store above 24°C (75°F).
- Keep away from direct sunlight.
- For optimum freshness, keep refrigerated.
- Do not freeze.
- If refrigerated, allow the syringe to reach room temperature.
- Do not use after expiration date. See expiry date on the label.
- Shelf life is 2 years after the date of manufacturing.

According to the EU Medical Devices Regulation, users / patients are obliged to report serious events with a medical device to the manufacturer and to the competent authority of the country in which they occurred.

MODO DE EMPLEO

CyberCore • Composite radiopaco de polimerización doble para la reconstitución de muelones

CyberCore es un compósito de polimerización dual que libera flúor especialmente elaborado para la reconstrucción de muelones. CyberCore se puede utilizar con cualquier adhesivo compatible con Bis-GMA.

PROPIEDADES:

- Fácil de usar
- Garantiza una mezcla homogénea y consistente
- Polimerización dual: el material se puede fotopolimerizar, la polimerización química adicional garantiza el relleno rápido y en masa del producto
- Murión denso sin defectos: corta como la dentina
- Liberación de flúor: fortalece la estructura natural de las piezas dentales y ayuda a prevenir las caries secundarias
- Radiopaco
- Resistencia compresiva superior para restauraciones duraderas
- Propiedades mecánicas mejoradas del compuesto convencional Bis-GMA por incorporación de tecnología de nanocomposites

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1) Preparar la pieza dental de acuerdo con los requerimientos clínicos.
- 2) Aislado el diente de fluidos orales. Se recomienda usar un dique de goma.
- 3) Grabar la preparación con una solución de ácido fosfórico del 32% a 40% (p.ej. CyberEtch) durante 15 segundos.
- 4) Lavar el ácido grabador con abundante agua. El esmalte grabado debe tener la apariencia opaca.
- 5) Secar las superficies grabadas con aire.
- 6) Siga las instrucciones del adhesivo apto para el uso con compuestos de polimerización dual.
- 7) Montar la punta en la jeringa (iniciar la jeringa a usar la primera vez y enjuagar la punta ensamblada y la punta intrabrota antes de cada uso).
- 8) Colocar la punta intrabrota de la jeringa en la base del diente preparado y dispensar una cantidad adecuada del material para completar el murión. Dejar subir el material alrededor de la punta, eliminando burbujas de aire.
- 9) No manipular durante la etapa de endurecimiento. Fotopolimerizar durante 40 segundos. Compruebe la dureza completa. La curación química es aproximadamente 3 minutos del principio de la mezcla / aplicación. La polimerización es más larga fuera de la boca.
- 10) Terminar la preparación con una fresa diamante.

TECHNICAL DATA:

Tiempo de trabajo:	1:30 minute	Solubilidad:	2 µg/mm3
Tiempo de endurecimiento:	4:30 minute	Contracción lineal:	1.2 %
Fuerza de compresión:	250 MPa	Radio-opacidad:	400 %Al
Fuerza extensible diamétral:	40 MPa	Compatibles con luz halógena:	Yes
Fuerza de flexión:	200 MPa	Compatibles con luz de arco de plasma:	Yes
Hidro-absorción:	14 µg/mm3	Compatibles con LED:	Yes

PRECAUCIÓN:

CyberCore contiene monómeros polimerizables que pueden causar dermatitis alérgica de contacto en personas susceptibles. Lávese a fondo con jabón y agua después de todo contacto. En caso de la sensibilización de la piel, o de alguna alergia conocida a la resina de metacrilato, interrumpa la utilización.

PRECAUCIONES DE USO:

- No se debe utilizar con materiales a base de eugenol ya que pueden impedir la fijación total de CyberCore.
- Se puede utilizar hidróxido de calcio o un revestimiento iónico de cristal para aislar CyberCore de las fuentes de eugenol.
- Si se refrigeran, hacer que regrese a la temperatura ambiente antes de usar. La refrigeración aumentará la viscosidad, dificultando el uso y retrasará el tiempo de endurecimiento.

COMPOSICIÓN:

- Trietileneglicol dimetacrilato • Monómeros multifuncionales • Activadores de polimerización • Fotoiniciadores • Ionomeros de vidrio • Silice ahumada

CONSERVACIÓN:

- No conservar a más de 24°C (75°F). • Mantenga el producto alejado de la luz solar directa. • Para una frescura óptima, se puede refrigerar. • No congelar. • Si lo refrigeras, permite que la jeringa retorne a temperatura ambiente. • Para consultar la Hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet, SDS), visite www.bjmllabs.com.
- No utilice después de la fecha de vencimiento. Consulte la fecha de vencimiento en la etiqueta. • La vida útil es de 2 años después de la fecha de fabricación

De acuerdo con la normativa europea de regulación de productos sanitarios, los usuarios / pacientes están obligados a notificar los acontecimientos adversos graves con productos sanitarios al fabricante y a la autoridad competente del país en el que se hayan producido.

MODE D'EMPLO

CyberCore • Composite radioopaque de polymérisation double pour la reconstitution des moignons

CyberCore est une résine composite à polymérisation double libérant des fluorures, spécialement conçue pour la reconstitution pré-prothétique des moignons. CyberCore est compatible avec tous les adhésifs Bis-GMA.

PROPRIÉTÉS :

- Facile d'utilisation
- Fournit un mélange consistant et homogène
- Polymérisation double: le matériau est photopolymérisable, une polymérisation chimique supplémentaire garantit que le matériau soit mis en place en masse et rapidement
- Moignon dense sans manques : se taille comme la dentine
- La libération de fluorures renforce la structure naturelle des dents et aide à la prévention de caries secondaires
- Radiopacité
- Une résistance à la compression supérieure, pour des restaurations de longue durée
- Amélioration des propriétés mécaniques des composites Bis-GMA conventionnels par l'utilisation de la technologie des nanoparticules.

APPLICATION :

- 1.) Préparez les dents selon les exigences cliniques
- 2.) Isollez les dents des fluides buccaux. L'utilisation d'une digue est recommandée.
- 3.) Montez la préparation avec de l'acide phosphrique de 32% à 40% (p.ex. CyberEtch Gel) pendant 15 secondes.
- 4.) Rincez le détartrage avec la seringue à l'eau pendant au moins 15 secondes. L'émail mordancé doit avoir un aspect grisé.
- 5.) Séchez les surfaces mordancées.
- 6.) Suivez les instructions de l'agent de liaison à la mesure de l'utilisation avec des composites à polymérisation double.
- 7.) Assemblez l'embout mélangeur de seringues et purger à travers l'embout mélangeur et l'embout intra-oral avant chaque utilisation.
- 8.) Placez l'embout intra-oral de la cartouche assemblée dans la base de la dent préparée et dispensez une quantité adéquate de matériau pour compléter la reconstruction. Permettre au matériau de remonter autour de la pointe et éliminer les bulles d'air.
- 9.) Ne touchez pas CyberCore pendant la prise. Photopolymériser pendant au moins 40 sec. . Voir s'il y a dureté complète. Le temps de prise est plus long en dehors de la bouche.
- 10.) Terminer la préparation avec une fraise diamantée.

TECHNICAL DATA :

Temps de travail :	1:30 minute	Solubilité:	2 µg/mm3
Temps de prise :	4:30 minute	Retrait linéaire:	1.2 %
Résistance à la compression :	250 MPa	Radio-opacité:	400 %Al
Résistance à la traction diamétral :	40 MPa	Compatibile avec éclairage halogène: Compatibile avec la lumière de l'arc de plasma:	Yes
Résistance à la flexion :	200 MPa	Compatibile avec LED:	Yes
Hydro-absorption :	14 µg/mm3	Compatibles con LED:	Yes

ATTENTION !

CyberCore contient des monomères polimerisables pouvant provocar une dermatitis de contact alérgica en personas sensibles. Lávese a fondo con jabón y agua después de todo contacto. En caso de la sensibilización de la piel, o de alguna alergia conocida a la resina de metacrilato, arrétez la utilización.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas utiliser avec des produits à base d'eugénol ; sinon la prise de CyberCore n'est pas complète.
- Un fond de cavité à base d'hydroxyde de calcium ou de verre ionomère peut être utilisé afin d'isoler CyberCore des sources d'eugénol.
- Si CyberCore est réfrigéré remettez à température ambiante avant usage. La réfrigération augmente la viscosité rendant plus difficile la mise en place et augmente le temps de prise.

COMPOSITION :

- Triéthylenglycol diméthacrylate • Monomères multifonctionnelles • Activateurs de polymérisation • Initiateurs photiques • Chargés de verre • Silice

CONSERVATION :

- Ne pas stocker à une température supérieure à 24°C (75°F). • Gardez à l'abri des rayons directs du soleil. • La réfrigération nécessaire pour une fraîcheur optimale. • Ne pas mettre au congélateur. • Si la seringue est réfrigérée, elle doit atteindre la température ambiante avant d'être utilisée. • Ne plus utiliser après la date péremption. • La durée de conservation est de 2 ans à partir de la date de fabrication.

Conformément au règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux, les utilisateurs / patients doivent notifier les incidents graves liés à un dispositif médical au fabricant et à l'autorité compétente du pays dans lequel ils sont survenus

GEBRAUCHSANWEISUNG

CyberCore • Röntgensichtbares dual-polymerisierbares Stumpfaufbau-Komposit

CyberCore ist ein Harzverbundmaterial zum Herstellen von Stumpfaufbauten, das dual-lichtgehärtet werden kann und Fluorid freisetzt. CyberCore kann mit jedem Bis-GMA kompatiblen Bindematerial verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN

- Leichte Anwendung
- Garantiert eine Herstellung einer gleichmäßigen, homogenen Mischung
- Duale Lichtbehandlung: Das Material kann lichtbehandelt werden, die zusätzliche chemische Behandlung gewährleistet, dass das Material rasch abgefüllt werden kann.
- Dichter Kern ohne Leerstellen: schneller wie Dentin
- Fluoridfreisetzung: kräftigt die natürliche Struktur und hilft bei der Vermeidung von Sekundärkaries
- Röntgensichtbar
- Höhere Druckkraft für langanhaltende Restaurierungen
- Verbesserte mechanische Eigenschaften als konventionelle Bis-GMA Verbundstoffe durch nanoverstärkte Technologie

GERÄUCHERANSWIESEN

- 1.) Den Zahnlängen nach den klinischen Erfordernissen vorbereiten
- 2.) Die Verarbeitung erfordert eine trockene Zahnoberfläche. Jegliche Kontaminationen mit Blut und/oder Speichel vermeiden. Die Verwendung eines Kofferdamms wird empfohlen.
- 3.) Mit dem Abzelg (32 %-40 % Phosphorsäure, z. B. CyberEtch) die Präparation, wie üblich für 15 Sekunden abziehen.
- 4.) Anschließend Blotzen mit einem Wasserspray mind. 15 Sekunden lang absprühen. Das geätzte Enamel sollte frostig/matt aussehen.
- 5.) Überschüssige Feuchtigkeit mit einem Luftblaser entfernen.
- 6.) Folgen Sie dann den Anwendungshinweisen des Haftvermittlerpräparats. Der verwendete Bond sollte sich für die Verwendung mit dual-polymerisierbaren Kompositen eignen.
- 7.) Anschließend Mischkügelchen aufsetzen und anstreifen. Bei Bedarf zusätzliche Applikationsaufsätze (gelbe Intraoral-Tips) auf die Spitze der Mischkügelchen stecken. Das Material wird durch Betätigung des Griffhebels der Smartmixspitze herausgedrückt und dabei automatisch im richtigen Verhältnis gemischt.
- 8.) CyberCore im Gelstadium nicht stören. Für mindestens 40 Sek. lichthärteten. Die Bindezeit bei intraoralem chemischer Behandlung beträgt ca. 3 Minuten bis zum Mischniveaugang/Applikation. Die Aushärtzeit außerhalb des Mundes ist etwas länger.
- 9.) Nach der Lichthärtung kann sofort mit einem Diamantbohrer nachbearbeitet werden

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitszeit:	1:30 Minuten	Löslichkeit:	2 µg/mm3
Bindetime:	4:30 Minuten	Lineare Schrumpfung:	1.2 %
Druckkraft:	250 MPa	Röntgensichtbar:	400 %Al
Diametrale Dehnkraft:	40 MPa	Halogenlicht kompatibel:	Ja
Biegekraft:	68 MPa	Plasma-Lichtbogen kompatibel:	Ja
Wasseraufnahme:	14 µg/mm3	LED-kompatibel:	Ja

ACHTUNG!

CyberCore Stumpfaufbau-Komposit enthält polimerisierende Monomere, die bei empfindlichen Personen bei Kontakt mit der Haut allergische Entzündungen verursachen können. Bei Kontakt, was sieben Wochen die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife. Wenn Hautirritationen auftreten bzw. wenn eine bekannte Allergie auf Methacrylatether besteht, die Verwendung des Produktes sofort einstellen.

VORSICHTSMABNAHMEN:

- Nicht zusammen mit Materialien auf Eugenol-Basis verwenden – dadurch könnte das vollständige Abbinden von CyberCore verhindert werden.
- Für die Isolierung von CyberCore zu Eugenolquellen kann ein Kalziumhydroxid-oder Glaslonomer-Liner kann eingesetzt werden.
- Wenn CyberCore gekühlt aufbewahrt wurde, sollte es vor dem Einsatz auf Raumtemperatur gebracht werden. Die Kühlung erhöht die Viskosität, macht das Spritzen schwieriger und verzögert die Bindezeit.

ZUSAMMENSETZUNG:

- Triéthylenglycol diméthacrylate • Monomères multifonctionnelles • Polymerisierungs Aktivator • Photoinitiatoren

LAGERUNGSANHINWEISE:

- Speichern Sie nicht über 24°C (75°F). • Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. • Für optimale Frische ist eine Kühlung ideal. • Nicht einfrieren • Falls gekühlt, warten, bis die Spritze Zimmertemperatur erreicht hat. • Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden. Siehe Haltbarkeitsdatum auf dem Label. • Die Haltbarkeitsdauer beträgt 2 Jahre nach dem Herstellungsdatum.

Gemäß EU Medizinprodukte-Verordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, schwerwiegende Ereignisse mit einem Medizinprodukt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem sie auftreten, zu melden.

ISTRUZIONI PER L'USO

CyberCore • Composite radiopaco a doppia polimerizzazione per la realizzazione di monconi

CyberCore è una resina composta a doppia polimerizzazione, a rilascio di fluoro, per la realizzazione di monconi. CyberCore può essere utilizzato con qualunque adesivo compatibile con Bis-GMA.

PROPRIETÀ:

- Sistema di facile utilizzo.
- Garantisce un impasto coerente e uniforme.
- Doppia polimerizzazione – il materiale è fotopolimerizzabile, l'ulteriore polimerizzazione chimica assicura la possibilità di effettuare rapidamente il ripienamento con una sola operazione
- Moncone denso e privo di interstizi – taglia come la dentina.
- Rilascio fluoro – rinforza la struttura naturale del dente e aiuta a prevenire le carie secondarie
- Radiopaco
- Eccezionale resistenza alla compressione per restauri di lunga durata
- Proprietà meccaniche migliorate rispetto al composito tradizionale Bis-GMA, grazie all'utilizzo della tecnologia dei nanocompositi intercalati ed esfoliati.

ISTRUZIONI:

- 1.) Preparare il dente secondo le necessità cliniche.
- 2.) Isolare il dente da fluidi orali. Si raccomanda di usare una diga in gomma.
- 3.) Mordenzare la preparazione con acido fosforico dal 32% al 40% (p.esemp. CyberEtch) per 15 secondi.
- 4.) Sciacquare il mordenzato con un getto d'acqua per almeno 15 secondi. Lo smalto mordenzato deve apparire smerigliato.
- 5.) Asciugare le superfici mordenzate.
- 6.) Seguire le istruzioni per l'uso con compositi a doppia polimerizzazione.
- 7.) Assemblare la siringa (far uscire materiale dalla siringa al primo impiego e far uscire materiale attraverso il puntale di miscelazione montato ed il puntale intraorale prima di ogni utilizzo).
- 8.) Mettere il puntale intraorale della siringa assemblata nella base del dente preparato e distribuire un'adeguata quantità di materiale, per completare la ricostituzione. Lasciare salire il materiale intorno alla punta ritranda per eliminare le bolle d'aria.
- 9.) Non disturbare durante la fase di gelificazione. Fotopolimerizzare per almeno 40 secondi. Verificare la durata totale. Il tempo di polimerizzazione chimica intraorale è circa 3 minuti dall'inizio del mescolamento/ applicazione. Il tempo di indurimento fuori dalla bocca richiede è più lungo.
- 10.) Finire la preparazione con una fresa.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Tempo di lavoro:	1:30 minute	Solubilità:	2 µg/mm3
Tempo di presa:	4:30 minute	Contrazione lineare:	1.2 %
Forza di compressione:	250 MPa	Radiopacità:	400 %Al
Forza di tensione diametrale:	40 MPa	Compatibile con lampade alogene:	Yes
Forza di flessione:	200 MPa	Compatibile con lampade a plasma:	Yes
Assorbimento acqua:	14 µg/mm3	Compatibile con lampade LED:	Yes

ATTENZIONE!

CyberCore contiene monomeri polimerizzabili che possono provocare dermatiti allergiche da contatto nelle persone sensibilizzate. Lavare accuratamente con acqua e sapone dopo il contatto. In caso si verifichi la sensibilizzazione cutanea o in caso di allergia rispetta al metacrilato, interrompere l'utilizzo.

PRECAUZIONI DELL'USO:

Non utilizzare in presenza di materiali a base di eugenolo in quanto è possibile che non si riesca a ottenere un indurimento completo di CyberCore. Per isolare CyberCore dalle fonti di eugenolo è possibile utilizzare un rivestimento a base di idrossido di calcio o di vetro ionomerico. Se il materiale è stato refrigerato, aspettare che torni a temperatura ambiente prima dell'uso. La refrigerazione aumenta la viscosità, rendendo più difficile l'estruzione e aumenta il tempo di indurimento.

COMPOSIZIONE:

- Trietileneglicoldimetacrilato • Monomeri multifunzionale • Attivatore di polimerizzazione. • Fotoiniziatori • Riemplimenti vetrosi • Silice molto fine

STOCCAGGIO:

- Non conservare a una temperatura superiore a 24°C (75°F).
- Tenere lontano dalla luce solare diretta.
- Per una freschezza ottimale, conservare il prodotto in frigorifero.
- Non congelare.
- In caso di conservazione in frigorifero, attendere che la siringa raggiunga la temperatura ambiente.
- Non usare dopo la data di scadenza. Vedere la data di scadenza sull'etichetta.
- Il periodo di conservazione è di 2 anni dalla data di produzione.

Secondo il Regolamento UE sui dispositivi medici, gli utenti e i pazienti hanno l'obbligo di segnalare al produttore e alle autorità competenti locali i casi gravi legati a un dispositivo medico avvenuti nel relativo paese.

MODO DE UTILIZAÇÃO

CyberCore • Compósito radiopaco de polimerização dupla para a reconstituição de cotos

CyberCore é uma resina composta de dupla polimerização com liberação de fluoretos, que foi concebida para a reconstituição de cotos. CyberCore é compatível com qualquer agente de adesão Bis-GMA compatível.

PROPRIEDADES:

- Fácil de usar.
- Consistência e homogeneidade da mistura fornecida
- Polimerização dupla: fotopolimerização do material, a autopolimerização suplementar garante a obturação rápida dos materiais
- Cotos densos e sem espaços ociosos: cortam-se como a dentina
- Libertação de fluoretos: reforça a estrutura natural dos dentes e ajuda a prevenir as cárries secundárias
- Radiopaco
- Maior resistência à compressão para restaurações de longa duração
- Aumento das propriedades mecânicas do compósito Bis-GMA convencional graças ao uso da tecnologia de nanocompósito intercalados e exfoliados.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

- 1.) Preparar os dentes de acordo com os requisitos clínicos.
- 2.) Isolar os dentes dos fluidos orais. Recomenda-se o uso de diques dentais.
- 3.) Proceder à impressão de toda a preparação com ácido fosforico a 32 % - 40 %, (p. ej. CyberEtch) deixando agir 15 segundos.
- 4.) Enxaguar a impressão obtida com um jacto de água durante pelo menos 15 segundos. O esmalte impresso deve ter um aspecto "gelado".
- 5.) Remover o excesso de umidade com um jato de ar.
- 6.) Siga as instruções do agente de adesão para uso com compostos de polimerização dupla.
- 7.) Monte a seringa de mistura (purgar a seringa ao uso inicial e enxaguar das pontas montadas e das pontas intraorais antes de cada utilização).
- 8.) Colocar na base dos dentes preparados uma quantidade suficiente de produto para completar a reconstituição. Deixe o material subir em volta da ponta enquanto se retira para eliminar as bolhas de ar.
- 9.) Não tocar durante a etapa de solidificação. Fotopolimerizar pelo menos durante 40 segundos. Verificar a dureza total. O tempo de autopolimerização intra-oral é de aproximadamente 3 minutos desde o inicio até à aplicação. O tempo de solidificação será superior fora da boca.
- 10.) Terminate a preparação com uma broca.

DADOS TÉCNICOS:

Tempo de trabalho:	1:30 minute	Solubilidade:	2 µg/mm3
Tempo de presa:	4:30 minute	Contratação linear:	1.2 %
Forza de compressão:	250 MPa	Radiopacidade:	400 %Al
Forza de tensão diametral:	40 MPa	Compatível com lampade alogene:	Yes
Forza de flessione:	200 MPa	Compatibile con lampade a plasma:	Yes
Assorbimento acqua:	14 µg/mm3	Compatibile con lampade LED:	Yes

DUDAS TÉCNICAS:

Czas pracy:	1:30 minute	Rozpuszczalność:	2 µg/mm3
Czas wiązania:	4:30 minute	Rozkurk linowy:	1.2 %
Wytrzymałość na ściskanie:	250 MPa	Radiopakerość:	400 %Al
Srednia wytrzymałość na rozciąganie:	40 MPa	Kompatybilność ze światłem halogenowym:	Yes
Wytrzymałość na zginanie:	200 MPa	Kompatybilność ze światłem plazmowym:	Yes
Sorpcja wody:	14 µg/mm3	Kompatybilność ze światłem LED:	Yes

UWAGA!

A configuração do núcleo de CyberCore contém acima os monómeros polimerizáveis que podem causar a dermatite alérgica no contato em pessoas suscetíveis. Lave completamente com sabão e molhe após o contato. Se ocorrer uma sensibilização da pele, ou se é conhecida uma alergia à resina do metacrilato, interrompa o uso.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- Não usar com produtos à base de eugenol, se não a solidificação completa de CyberCore pode não ocorrer
- Recorrer a um hidroxídeio cálcio ou a um revestimento de iônromo de vidro para isolá CyberCore das fontes de eugenol
- Se CyberCore estiver refrigerado, deixar voltar à temperatura ambiente antes de usar. A refrigeração aumenta a viscosidade, dificultando a aplicação e atrasando o tempo de solidificação

COMPOSIÇÃO:

- Trietileneglicoldimetacrilato • Monómeros multifuncionais • Iniciador de polimerização • Foto-iniciador

CONSERVAÇÃO:

- Não armazenar acima de 24°C (75°F). • Não expôner o produto à luz solar direta. • Conservar no frigorífico. • Não congele. • Se sujeito a refrigeração, a seringa deverá atingir a temperatura ambiente. • Não utilizar depois de expirado o prazo de validade. • 2 anos a contar da data de fabrico.

De acordo com a Regulação para Dispositivos Médicos da UE, os usuários / pacientes são obrigados a relatar os eventos sérios ao fabricante e à autoridade competente do país onde tais eventos ocorram.

INSTRUÇÃO DE USO

CyberCore • Dajacy kontrast na RTG, podwójnie utwardzany materiał kompozytowy do odbudowy zębów

CyberCore to podwójnie utwardzany, uwalniający fluor materiał kompozytowy przeznaczony do odbudowy zębów. CyberCore może być stosowany w każdym systemie łączącym kompatybilnym z Bis-GMA.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwy w użyciu
- Zapewnia zwarte, homogeniczne mieszanie
- Podwójne utwardzanie: materiał może być utwardzany światłem, dodatkowe wiązanie chemiczne umożliwia szybką kondensację materiału w dużych ilościach
- Gesty pozwoliły pustych przestrzeni rdzeń: trzećie sie jak zebina
- Uwalnia jony fluoru: wzmacnia naturalną strukturę zębów i pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy wtórnej.
- Radiopakery
- Wysoka wytrzymałość na ścislanie, aby odbudowa była trwała.
- Ulepszenie właściwości mechanicznych konwencjonalnych kompozytów na bazie Bis-GMA, poprzez wykorzystanie interfejsu z efekcją technologii nanokompozytu.

WSKAZÓWKI DUTYŻĄCE UŻYCIA:

- 1.) Należy przygotować zębę zgodnie z wymogami klinicznymi.
 - 2.) Należy odzizlić zębę od płynów znajdujących się w jamie ustnej. Zalecana jest praca w koferdarnie.
 - 3.) Należy wytrącać obraz obserwując obszar 32–40° kwasem fosforowym (na przykład CyberEtch) przez 15 sekund.
 - 4.) Należy wyciągnąć wytrawiacz wodny przez 15 sek. Wytrawione szkliwo powinno wyglądać na „zmrózone”.
 - 5.) Należy osuszyć wytrawiacz powietrzniczo.
 - 6.) Należy postępować zgodnie z instrukcjami obsługi dla materiałów łączących do stosowania z kompozytami dualnymi.
- 7.) Należy nałożyć konkowkę mieszającą na strzykawkę. Należy naciągnąć strzykawkę przed pierwszym użyciem, następnie przed każdym użyciem wyciskając materiał przez zamontowaną konkowkę mieszającą oraz końcową wewnętrzna.
- 8.) Należy umieścić konkowkę wewnętrzna zamontowaną do strzykawki należy umieścić na podstawie preparowanego zęba i rozprowadzić odpowiednią ilość materiału, aby odbudować zęb. Podczas wycytowania konkowki, powinny być ona cały czas zanurzona w materiale, aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrznych.
- 9.) Nie zakończyć polimerizacji po 40 sekundach. Skontroluj, aby upewnić się, że materiał związany wydłuża się poza jamą ustną.
- 10.) Dokonaj przygotowanie po użyciu wiertła

DANE TECHNICZNE:

Czas pracy:	1:30 minute	Rozpuszczalność:	2 µg/mm3
Czas wiązania:	4:30 minute	Rozkurk linowy:	1.2 %
Wytrzymałość na ściskanie:	250 MPa	Radiopakerość:	400 %Al
Srednia wytrzymałość na rozciąganie:	40 MPa	Kompatybilność ze światłem halogenowym:	Yes
Wytrzymałość na zginanie:	200 MPa	Kompatybilność ze światłem plazmowym:	Yes
Sorpcja wody:	14 µg/mm3	Kompatybilność ze światłem LED:	Yes

UWAGA!

CyberCore zawiera polimeryzowane monomery, które mogą powodować alergię kontaktową w niektórych pacjentów. Umyj dokładnie ręce wodą z mydlkiem na kontakt z materiałem. Jeśli pojawi się podrażnienie skóry, lub jeśli istnieje uczulenie na żywicę metakrylową, należy zaprzestać użycowania.

SRÓDKI OSTROŻNOŚCI:

- Nie stosować w obecności materiałów na bazie eugenolu; całkowite związanie materiału CyberCore może nie nastąpić
- Linery na bazie wodorotlenku wapnia lub szkło-jonomerowe mogą być stosowane, aby odzizlić CyberCore od źródła eugenolu.
- Jeśli materiał przechowywany jest w lodówce, przed użyciem należy ogrzać strzykawkę do temperatury pokojowej. Schłodzenie powoduje wzrost lepkoci, sprawiając, że aplikacja staje się trudniejsza oraz wzrasta czas wiązania.

GŁÓWNE SKŁADNIKI:

- Dimetylenylglykolic trietylenowego • Multifunkcyjne monometry • Aktywatory polimeryzacji

FOTOCENZYWANIE:

- Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 24°C (75°F). • Należy trzymać z dala od światła słonecznego. • Dla zachowania odpowiedniej właściwości, należy przechowywać w lodówce. • Nie zamrażać.
- Jeśli materiał jest schłodzony, przed użyciem należy ogrzać strzykawkę do temperatury pokojowej. • Nie stosować po upływie terminu ważności. Data ważności znajduje się na etykiecie. • Okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji.

V souladu s nařízením EU o zdravotnických prostředcích jsou uživatelé / pacienti povinni hlásit závažné události se zdravotnickým prostředkem výrobci a příslušnému orgánu země, ve které k nim došlo.

900 6208

CYBERTech
CORE BUILD-UP AB

Radiopaque dual-cure composite for core build-ups

INSTRUCTIONS FOR USE

Compósítio radiopaco de polimerización doble para la reconstitución de muñones

MODO DE EMPLEO

Composite radioopaque de polymérisation duale pour la reconstitution des moignons

MODE D'EMPLOI

Röntgensichtbares dual-polymerisierbares Stumpfaufbau-Komposit

GEBRAUCHSANWEISUNG

Composito radiopaco a doppia polimerizzazione per la realizzazione di monconi

INSTRUZIONI PER L'USO

Compósito radiopaco de polimerização dupla para a reconstituição de cotos

MODO DE UTILIZAÇÃO

Dajacy kontrast na RTG, podwójnie utwardzany materiał kompozytowy do odbudowy zębów

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FOR DENTAL USE ONLY / A usage dentaire uniquement / Solo para uso dental / Nur für den dentalen Gebrauch / Solo per utilizzo odontoiatrico / Apenas para uso profesional / Tylko do użytku dentystycznego

Medical Device/Dispositivo médico/Dispositif médical/ Medizinprodukt/Dispositivo medico/Dispositivo médico/ Wyrób Medyczny

Warning / Advertencia / Attention / Warning / Avvertimento / Atenção / Ostrzeżenie

CB Healthcare Consulting GmbH
Am Neumarkt 34
22041 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 656680
Rev.2020/02

24°C 75°F