

Generation godt ind i overfladen – I 20 s – idet der anvendes en engangspensel.
Ter bonden forsigtigt i 5 s med olefinfluffspyr.
Umiddelbart efter lyshædes i 10 s (halogen- eller LED-polymerisationsapparat med en lyskapacitet på >800 mW/cm²).
I tilfælde af lavere lyskapacitet forlænges lyshærdningen tilsvarende.

3.3 Restaureringer

Anvend restaureringssystemet i henhold til brugsanvisningen fra den pågældende producent.

4. Forsegling af dentin
Fremgangsmåde som beskrevet under punkt 1.1 og 1.2.

Nædforanstaltninger

Ved direkte kontakt med mundslimhinden er det tilstrækkeligt at skylle med vand. Ved kontakt med øjnene skylles grundigt med vand. Øjenlæge kontaktes med henblik på en vurdering og eventuel behandling.

Bemærk

Udleveres kun til tandlæger og tandteknikere eller på disses foranledning.
Flaskerne skal lukkes omhyggeligt hver gang efter brug for at undgå tilblanding.
Materialet skal opbevares utilgængeligt for børn.

Henvislninger

Må kun udleveres til tandlæger og tandteknikere eller på disses foranledning.
Bør opbevares utilgængeligt for børn!
Send kun helt tom emballage til genbrug.

Holdbarhed og mærkning
Holdbarhedsdato og charge-nummer fremgår af emballagen.
Må ikke anvendes efter holdbarhedsdatoens udløb.
Opbevaring ved 4–8 °C/39–46 °F.
Undgå direkte sollys og andre varmekilder.

Hygiejne
Overholdelse af nedenstående anvisninger sikrer optimale hygiejniske forhold ved anvendelsen af DEHP Single Bond 7th Generation:
• Anvend nye engangspensler til hver patient.
• Sæt hættæn på flasken efter hver anvendelse og desinficér med gængse midler.

Brugsanvisning udarbejdet
09-2017

Brugsanvisning	NO

Definisjon
DEHP Single Bond 7th Generation er en en- kombiniert lyshærdene, selvetsende adhesiv for adhesiv restaurerings teknikk.

Sammensetning
DEHP Single Bond 7th Generation inneholder
Methacrylates
Photo initiators
Etanol
Vann

Bruksområder
Adhesiv bonding til bruk ved adhesiv restaurerings teknikk.
• Adhesiv bonding av kompositt og komposper til emalje og dentin.
• Adhesive bonding av keramikk og kompositt til emalje og dentin
• Adhesive bonding av kompositt materiale til keramikk, metall og amalgam
• Dentin forsegling

Kontraindikasjoner
Hypersensivitet for noen av stoffene i DEHP Single Bond 7th Generation.
Inadekvat munnhyggiene og hvis arbeidsområde ikke kan tørrlegges fullstendig.

Bivirkninger
Elementer i DEHP Single Bond 7th Generation kan gi sensitivitet eller en allergisk reaksjoner hos pasienter som er predisposerte.

Interaksjoner
Fenoler og andre substanser (f.eks sink oxide-eugenol, hanskeolje) må ikke komme i kontakt med DEHP Single Bond 7th Generation fordi de hindrer polymeriseringer.

Applisering
ØBS
For å hindre at DEHP Single Bond 7th Generation herder i flasken må man sette på den sorte hettten rett etter hver applikasjon.

1. Konversjonell fyllingsteknikk:

1.1 Kavitetes preparering
Preparat kaviteten i henhold til prinsippene for adhesiv restaurerings teknikk. Ved behov appliseres kalsiumhydroxide sement i pulpanære områder ved bruk av en kule sonde. Preparat emaljen med et "finishing" borr. I tilfeller hvor emaljen ikke er preparet skal man etse med fosforsyre eller pusse med pimpsten. Skyl grundig og tørk emaljen etterpå. Det anbefales å bruke kofferdam.

1.2 Applikasjon

Rist flasken ordentlig for bruk og hell en dråpe i dappenglasset. Gni DEHP Single Bond 7th Generation på dentin og emalje i 20 s med engangspensel. Tørk forsiktig i 5 s med tre-veissprøyten.
Lysherd i 10 s (halogen eller LED lampe med lysstyrke på mer en 800 mW/cm²). Hvis man bruker en herdelampe med lavere lysstyrke må man øke herdetiden tilsvarende.

1.3 Kompositt og komposper fyllinger
Følg brugsanvisningen.

2. Adhesiv bonding av inlays/onlays, fasetter, kroner og broer
Påføring av DEHP Single Bond 7th Generation er bare mulig der lyskiden har tilgang gjennom hele restaureringen.

2.1 Preparering av restaureringen
Preparering av restaureringen er avhengig av materialet som brukes, og skal utføres i henhold til produsentens instruksjoner.

2.2 Kavitet preparering
Som beskrevet i punkt 1.1

2.3 Applisering
Som beskrevet i punkt 1.2
Ungå overapplisering av Adhesive, da dette kan innvirke på tilpasingen av restaureringen.

2.4 Sementering
I henhold til produsentens instruksjoner.

3. Adhesiv bonding på andre overflater

3.1 Preparering

3.1.1 Keramikk
Intraoral applisering:

"Rubb" den keramiske overflaten ved bruk av diamant borr eller sandblås, rens overflaten med 5% fosforsyre, rens og tørk med tre-veissprøyten.

Ekstraoral applisering:
Ets den keramiske overflaten med 5 % fosforsyre, skylt og tørk med tre-veissprøyten.

Valgfritt:
Keramikkoverflaten kan også silaniseres.

3.1.2 Metall og amalgam
"Rubb" kompositt overflaten ved bruk av diamant borr eller sandblås. Rens overflaten med vann eller aceton, og tørk med tre-veissprøyten.

3.1.3 Kompositt
"Rubb"kompositt overflaten ved bruk av diamant borr eller sandblås, ets med fosforsyre, rens og og tørk med tre-veissprøyten.

3.2 Applikasjon
Rist flasken ordentlig før bruk og hell en dråpe i dappenglasset. Deretter lukkes flasken. Gni DEHP Single Bond 7th Generation på den aktuelle flaten i 20 s med en engangspensel. Tørk forsiktig i 5 s med tre-veissprøyten.
Lysherd i 10 s (halogen eller LED lampe med lysstyrke på mer en 800 mW/cm²). Hvis man bruker en herdelampe med lavere lysstyrke må man øke herdetiden tilsvarende.

3.3 Kompositt og komposper fyllinger
Følg materialet i henhold til produsentens instruksjoner.

4. Forsegling av kaviteten
Utføres som beskrevet i direkte fyllings teknikk (1.1, 1.2).

Viktige forholdsregler
I tilfeller ved kontakt med munnslimhinnen er rensing med vann tilstrekkelig. I tilfelle av kontakt med øynene, renses grundig med vann og søk legehjelp.

ØBS
Skal brukes kun av tannleger og dentale laboratorier.
Oppbevares utenfor bams rekkevidde
Kast kun helt tomme flasker.

Holdbarhet og merking
Utløpsdatoen og nummer er merket på flasken og esken
Brukes ikke etter utløpsdato.
Oppbevares i temperatur områder 4–8 °C/39–46 °F.
Ungå direkte sollys og nærhet til andre varme kilder.

Hygiene tips	

Riktig bruk sammen med instruksjoner sikrer optimale hygieneforhold når man bruker DEHP Single Bond 7th Generation:

- Bruk engangs mikropensel til hver pasient.

- Etter hver bruk, sett på korken og desinfiser i henhold til produsentens anbefalinger.

Advarsler
Kan bare benyttes av eller etter ordre fra tannlege.

Utgivelsesdato
09-2017

Kjøttøhojhe	FI

DEHP Single Bond 7th Generation on yksikomponenttinen, valokovetteinen, itse-etsaava sidosaine adhesiviteknikaan.

Koostumus
DEHP Single Bond 7th Generation sisältää
metakrylaatteja
fotoinitiattoreita
etanolia
vettä

Käyttötarkoitus
Sidostaminen adhesiviteknikassa:
• yhdistelmämuovien ja komposmerien sidostamiseen kiilteeseen ja dentiniin
• keraamisten töiden ja yhdistelmämuovien sidostamiseen kiilteeseen ja dentiniin
• yhdistelmämuovien sidostamiseen keramiikkaan, toiseen yhdistelmämuovin, metalliin ja amalgaamiin
• dentinkanivan sulkemiseen

Bivirknngier
Elementer i DEHP Single Bond 7th Generation kan gi sensitivitet eller en allergisk reaksjoner hos pasienter som er predisposerte.

Interaksjoner
Fenoler og andre substanser (f.eks sink oxide-eugenol, hanskeolje) må ikke komme i kontakt med DEHP Single Bond 7th Generation fordi de hindrer polymeriseringer.

Applisering
ØBS
For å hindre at DEHP Single Bond 7th Generation herder i flasken må man sette på den sorte hettten rett etter hver applikasjon.

1. Konversjonell fyllingsteknikk:

1.1 Kavitetes preparering
Preparat kaviteten i henhold til prinsippene for adhesiv restaurerings teknikk. Ved behov appliseres kalsiumhydroxide sement i pulpanære områder ved bruk av en kule sonde. Preparat emaljen med et "finishing" borr. I tilfeller hvor emaljen ikke er preparet skal man etse med fosforsyre eller pusse med pimpsten. Skyl grundig og tørk emaljen etterpå. Det anbefales å bruke kofferdam.

1.2 Applikasjon
Rist flasken ordentlig for bruk og hell en dråpe i dappenglasset. Gni DEHP Single Bond 7th Generation på dentin og emalje i 20 s med engangspensel. Tørk forsiktig i 5 s med tre-veissprøyten.
Lysherd i 10 s (halogen eller LED lampe med lysstyrke på mer en 800 mW/cm²). Hvis man bruker en herdelampe med lavere lysstyrke må man øke herdetiden tilsvarende.

1.3 Kompositt og komposper fyllinger
Følg materialet i henhold til produsentens instruksjoner.

2. Adhesiv bonding av inlays/onlays, fasetter, kroner og broer
Påføring av DEHP Single Bond 7th Generation er bare mulig der lyskiden har tilgang gjennom hele restaureringen.

2.1 Preparering av restaureringen
Preparering av restaureringen er avhengig av materialet som brukes, og skal utføres i henhold til produsentens instruksjoner.

2.2 Kavitet preparering
Som beskrevet i punkt 1.1

2.3 Applisering
Som beskrevet i punkt 1.2
Ungå overapplisering av Adhesive, da dette kan innvirke på tilpasingen av restaureringen.

2.4 Sementering
I henhold til produsentens instruksjoner.

3. Adhesiv bonding på andre overflater

3.1 Preparering
3.1.1 Keramikk
Intraoral applisering:
"Rubb" kompositt overflaten ved bruk av diamant borr eller sandblås, rens overflaten med vann eller aceton, og tørk med tre-veissprøyten.

2.1 Restaurasjon esivalmistelu
Esivalmistelu riippuu käytettävistä materiaaleista. Noudata materiaalin valmistajan ohjeita.

2.2 Kaviteetin esivalmistelu
Ks. kohta 1.1.

2.3 Annotelu

Käsittelemällä huulellisesti ennen käyttöä ja annosteile yksli pisara annostelukulhoon. Sulje pullo. Hiero DEHP Single Bond 7th Generation epäno pintaan kertaikäyttöniivieillä 20 sekunnin ajan. Kii-vaava kii-voittämällä paineilmalla.

2.4 Sementointi
Noudata sementin valmistajan ohjeita.

3. Sidostaminen muihin materiaaleihin

3.1 Esivalmistelu

3.1.1 Keraamisest pinnat
Intraoraalisesti:
Karhenna keraaminen pinta timanttiporalla tai hiekkapuhaltamalla, etsaa 35-prosenttisellä fosforihapolla, huuhtele ja kuivaa öljyttömällä paineilmalla.

Extraoraalisesti:
Etsaa keraaminen pinta 5-prosenttisellä Fluorivetyhapro huuhtele ja kuivaa öljyttömällä paineilmalla.

Keraaminen pinta voidaan vaihtoehtoisesti myös silanoida (materiaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti).

3.1.2 Metallii ja amalgaami
Karhenna metallipinta timanttiporalla tai hiekkapuhaltamalla. Puhdista höyrypuhalluksella (extraoraalisesti) tai asetonilla ja kuivaa öljyttömällä paineilmalla.

3.1.3 Yhdistelmämuovi
Karhenna keraaminen pinta timanttiporalla tai hiekkapuhaltamalla, etsaa 35-prosenttisellä fosforihapolla, huuhtele ja kuivaa öljyttömällä paineilmalla.

3.2 Annotelu
Ravistele pulloa huolellisesti ennen käyttöä ja annosteile yksli pisara annostelukulhoon. Sulje pullo. Hiero DEHP Single Bond 7th Generation:aa pintaan kertaikäyttöniivieillä 20 sekunnin ajan. Kuivaa keuyvestä 5 sekuntia öljyttömällä paineilmalla. Valokoveta 10 sekuntia (esim. halogeeni- tai LED-valoilla tehoitaan >800 mW/cm²). Mikäli lampun teho on pienempi, valokoveta pidempään valotehosta riippuen.

3.3 Yhdistelmämuovi- ja komposmeritäytteen Noudata täytemateriaalin valmistajan käyttöohjeita.

4. Dentinkanivan sulkeminen
Katsi kohdat 1.1 ja 1.2.

Turvallisuusohjeita
Suojassa kontaktissa suun limakalvojen kanssa riittää limakalvojen huuhdella vedellä. Mikäli aineita joutuu silmään, on silmää huuhdeltava vedellä huolellisesti ja otettava yhteyss silmälääkäriin.

Huomioitavaa
Vain hammassäädäkäreiden ja hammasteknikkojen tai heidän ohjeiden mukaiseen käyttöön.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa! Kierättä vain täysin tyhjiä pakkauksia.

Säilyvyyt ja merkinnät
Viimeinen käyttöpäivä ja -tuotantonumero on merkitty pakkaukseen ja tuotteen.
Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Säilytys: 4–8 °C/39–46 °F.
Suojaa auringonvalolta ja muilta lämmönlähteiltä.

Hygienianvinkkejä
Seuraavien ohjeiden noudattaminen varmistaa DEHP Single Bond 7th Generation:n optimaalisen hygienian tuotetta käytettäessä:
• Vientiharjat ovat kertaikäyttöisiä.
• Sulje pulloin korkit käytön jälkeen ja puhdista desinfiointiaineella.

Käyttöohjeen päiväys
09-2017

Οδηγίες χρήσης	EL

Ορισμός
Το DEHP Single Bond 7th Generation είναι ένα αυτοαπορροσιούμενο, φωτοπολυμεριζόμενο συγκολλητικό σύστημα ενός συστατικού, α οδοντικής αποκατάστασης.

Σύνθεση
Το DEHP Single Bond 7th Generation περιέχει:

Αδιοκυλικό εστέρα
Φωτοεκκινητές
Αιθανόλη
Νερό

Τομείς εφαρμογής
Συγκολλητική για οδοντικές αποκαταστάσεις
• Συγκολλητικό σύστημα σύνθετων ρητινών και συμπολυμερών στη φυσική οδοντική και οδοντική εμφάνιση.
• Συγκόλληση αποκαταστάσεων από πορσελάνη και σύνθετη ρη-τίνη στη φυσική οδοντική και οδοντική εμφάνιση.
• Σύνθετη ρητίνη σε πορσελάνη, σύνθετη ρητίνη, μέταλλο και amalgam.
• Οδοντική συγκόλληση

Αντενδείξεις
Αποδεδειγμένη υπερευαίσθησία σε κάποιο από τα συστατικά του DEHP Single Bond 7th Generation. Κακή στοματική υγιεινή. Όταν δεν είναι δυνατή η διατήρηση στεγνού πεδίου εργασίας.

Αντενδείξεις ενέργειας
Τα συστατικά του DEHP Single Bond 7th Generation μπορούν να ευαίσθητοποιήσουν άτομα με ειδική αλλεργική προδιάθεση.

Αλληλεπιδράσεις
Τα φαρμακικά παραγόνα και άλλες ουσίες (π.χ. οξείδιο φωσφοργύ-φρου-ε-ενογόνος), που αναχαιτίζουν τον πολυμερισμό, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το DEHP Single Bond 7th Generation.

Εφαρμογή
Υπόθεση
Τα προστάδια του συγκολλητικού (Bond) από σκόλινση, σκεπά-ζετε το δοχείο ανάμιξης με το μαιόρο κάλυμμα αμέσως μετά τη χορήγηση.

1. Συμβατική τεχνική εμφράξης

1.1 Προετοιμασία της κοιλότητας
Σύμφωνα με την αρχή που ακολουθείται για τη συγκολλούμενες αποκαταστάσεις, Τοποθετήστε εάν είναι απαραίτητο το ουδέτερο

προστατευτικό στρώμα για τον πολικό (υδροξείδιο του ασβεστί-ου). Προετοιμάστε την κοιλότητα σύμφωνα με τις αρχές ομοιογένειας. Σε περίπτωση που η οδοντική δεν έχει κοπεί, απορροφήστε με φω-σφορκό οξύ ή καθαρίστε με ελαφροπονή. Κατόπιν ξεπλύνετε και στεγνώστε πλήρως τη οδοντική. Για λόγους υγιεινής, συστα-τόι η χρήση ελαστικού απομονωτήρα.

1.2 Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά το φιαλίδιο πριν τη χρήση και δοσομετρήστε μία σταγόνα στο δοχείο ανάμιξης. Με ένα βουρτσάκι μίας χρήσης απλώστε το DEHP Single Bond 7th Generation επάνω στην επιφά-νη της οδοντικής και της οδοντικής και μοιάζετε καλά για 20 δευτερόλεπτα. Φορηξήτε ελαφρά το Bond με αέρα υπό πίεση χωρίς λάδι για 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια φωτοπολυμερίστε για 10 δευτερόλεπτα (συσκευές πολυμερισμού αλογόνου ή LED με φωτει-νή έξοδο >800 mW/cm²). Σε περίπτωση περιορισμένης φωτεινής ισχύος, η διάρκεια του φωτοπολυμερισμού παρατείνεται αντίστοι-χα.

1.3 Εμφράξη με σύνθετη ρητίνη και compomer
Χρησιμοποιήστε το υλικό αποκατάστασης σύμφωνα με τις εκάστο-τε οδηγίες του κατασκευαστή.

2. Συγκόλληση ένθετων/επένθετων, όψεων και γεφυρών
Η χρήση του DEHP Single Bond 7th Generation είναι δυνατή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται επαρκής διόδος φωτός (σύμφωνα με τα δεδομένα του κατασκευαστή) μέσω της πλήρους αποκατάστασης.

2.1 Προετοιμασία της αποκατάστασης
Η προετοιμασία της αποκατάστασης εξαρτάται από το χρησιμo-πονημένο υλικό και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή.

2.2 Προετοιμασία της κοιλότητας
Προχωρήστε όπως περιγράφεται στο Σημείο 1.1.

2.3 Εφαρμογή
Προχωρήστε όπως περιγράφεται στο Σημείο 1.2.
Αποφύγετε τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων συγκολλητικού, καθώς αυτό μπορεί να υποβαθμίσει την εφαρμογή.

2.4 Τομειοποίηση
Σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του κατασκευαστή.

3. Συγκόλληση άλλων επιφανειών

3.1 Προετοιμασία

3.1.1 Πορσελάνη
Ενδοστοματική εφαρμογή:
Απορροφήστε τις επιφάνειες της πορσελάνης με ένα διαμάνι ή με αμμοβόλη, απορροφήστε τις επιφάνεις της πορσελάνης με 35% φωσφορκό οξύ, ξεπλύνετε και στεγνώστε με αέρα υπό πίεση χω-ρίς λάδι.
Εξωστοματική εφαρμογή:
Απορροφήστε την επιφάνεια της πορσελάνης με 5% υδροφθορικό οξύ, ξεπλύνετε και στεγνώστε με αέρα υπό πίεση χωρίς λάδι.

Προαρκτικά:
Οι επιφάνειες της πορσελάνης μπορούν επίσης να αλκανοισι-θούν. (Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή)

3.1.2 Μέταλλο και amalgam
Απορροφήστε τις επιφάνειες με ένα διαμάνι ή με αμμοβόλη, καθαρίστε με φωσφορκό οξύ, ξεπλύνετε και στε-γνώστε με αέρα υπό πίεση χωρίς λάδι.

3.1.3 Σύνθετη ρητίνη
Απορροφήστε τις επιφάνεις της σύνθετης ρητίνης με ένα διαμάνι ή με αμμοβόλη, καθαρίστε με φωσφορκό οξύ, ξεπλύνετε και στε-γνώστε με αέρα υπό πίεση χωρίς λάδι.

3.2 Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά το φιαλίδιο πριν τη χρήση και δοσομετρήστε μία σταγόνα στο δοχείο ανάμιξης. Στη συνέχεια κλείστε ένα το φιαλί-διο. Με ένα βουρτσάκι μίας χρήσης απλώστε το DEHP Single Bond 7th Generation επάνω στην επιφάνεια και μοιάζετε καλά για 20 δευτερόλεπτα. Φορηξήτε ελαφρά το Bond με αέρα υπό πίεση χωρίς λάδι για 5 δευτερόλεπτα.

3.3 Αποκατάσταση
Χρησιμοποιήστε το υλικό αποκατάστασης σύμφωνα με τις εκάστο-τε οδηγίες του κατασκευαστή.

4. Οδοντική συγκόλληση
Προχωρήστε όπως περιγράφεται στο Σημείο 1.1 και 1.2.

Προφυλάξεις, συμπτώματα, μέτρα προστασίας
Σε περίπτωση άμεσης επαφής με το στοματικό βλεννογόνο αρκεί ένα ξεπλύν. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε καλά με νερό. Για συμβουλές και περαιτέρω θεραπεία θα πρέπει να συμ-βουλευθείτε οδοντίατρο.

Σημειώσεις
Κλείνετε καλά τα μπουκαλάκια μετά από κάθε χρήση για να αποφύ-γετε την επιμόλυνση. Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Παραδίδεται μόνο σε οδοντιάτρους και οδοντοτεχνικά εργαστήρια ή σύμφωνα με τις οδηγίες αυτών.

Υποδείξεις
Παραδίδεται μόνο σε οδοντιάτρους και σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια ή σύμφωνα με οδηγίες αυτών.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά! Απορρίψτε μόνο εντελώς κενές συσκευασίες.

Διάκριση ζωής και σήμανση
Η ημερομηνία λήξης και ο χαρακτηρισμός παρτίδας αναγράφονται ανά σταγόνα στο δοχείο.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης.
Ουδένως σε θερμοκρασία 4–8 °C/39–46 °F
Να αποφευχθεί η απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας.

Υποδείξεις υγιεινής
Τα φαρμακικά παραγόνα και άλλες ουσίες (π.χ. οξείδιο φωσφοργύ-φρου-ε-ενογόνος), που αναχαιτίζουν τον πολυμερισμό, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το DEHP Single Bond 7th Generation:

• Χρησιμοποιείται καινούριο βουρτσάκι μίας χρήσης για κάθε ασθενή.
• Μετά τη χρήση κλείνετε τα φιαλίδια με το καπάκι και απολυμάνε-τε με κατάλληλο μέσο.

Εκδόση των οδηγιών χρήσης
09-2017

Instruções de utilização	PT

Definição
O DEHP Single Bond 7th Generation é um adesivo autocondicio- nante, fotopolimerizável e é de um componente para técnicas de restauração adesivas.

Composição
O DEHP Single Bond 7th Generation contém:
Metacrilatos
Fotoiniciadores
Etanol
Água

Indicações de utilização
Ligação adesiva para utilização com técnicas de restauração adesivas:
• Bond adesivo de materiais compósitos e de compomero ao esmalte e dentina
• Bond adesivo de restaurações de cerâmica e compósito ao esmalte e dentina
• Bond adesivo de materiais compósitos à cerâmica, material com- posito, metal e amalgama
• Selagem de dentina

Contra-indicações
Hipersensibilidade a qualquer dos elementos do DEHP Single Bond 7th Generation. Insuficiente higiene oral. Se a área de traba- lho não puder ser mantida completamente seca durante a aplica- ção.

Efeitos colaterais
Os elementos de DEHP Single Bond 7th Generation podem levar a sensibilização ou reação alérgica em pacientes com uma predis- posição especial para tal.

Interações
As substâncias fenólicas e outras (p.ex. óxido de zinco eugenol) não devem entrar em contacto com DEHP Single Bond 7th Gene- ration, dado que irão inibir a polimerização.

Aplicação
Observação
Para evitar que o bond polimerize na cúpula de mistura, o DEHP Single Bond 7th Generation deve ser coberto de imediato com a tampa preta após cada aplicação.

1. Técnica de obturação convencional

1.1 Preparação da cavidade
Prepare a cavidade de acordo com os princípios da técnica de restauração adesiva. Se indicação de aplicação do hidróxido de cálcio de secagem dura em áreas próximas da polpa, usando a técnica de sobre-cobertura de pontos. Prepare o esmalte com uma broca de acabamento. Em caso de esmalte não preparado, faça um ataque ácido com ácido fosfórico ou limpe com uma pedra-pomes. Enxague abundantemente e seque a dentina de seguida. Por razões de higiene, recomenda-se a utilização de um dique dentário.

1.2 Aplicação
Agite bem o frasco antes de usar e verta uma gota na cúpula de mistura. Massage DEHP Single Bond 7th Generation com uma es- cona descartável por 20 segundos na dentina e esmalte. Seque suavemente por 5 segundos com ar comprimido isento de óleo. Fotopolimerize por 10 segundos (p.ex. unidades de polimerização de halogéneo ou LED com uma potência de luz de >800 mW/cm²). Se usar uma lâmpada de fotopolimerização com uma potência de luz inferior a esta, não se esqueça de aumentar o tempo de polime- rização em conformidade.

1.3 Obturações de compósito e de compomero
Aplique o material de restauração de acordo com as instruções de utilização do fabricante.

2. Ligação adesiva com inlays/onlays, facetas e coroas
A aplicação do DE