

NANO SPITTOON FOAM CLEANER/ DISINFECTANT

97-98387

Area of application: The Nano Spittoon Foam is a cleaning, disinfecting and maintaining spittoons in Dental treatment units. It steadily removes water stains, blood and colour residues of plaque tablets with its active cleaning system. Not suitable for surfaces sensitive to alcohol. **Indications for use:** Shake before use and apply undiluted. Press and hold the button, pointing the nozzle over the sink and completing cover the basin. After 1 minute of contact: rinse with water and clean down by hand if necessary. **Microbiological Effectiveness:** Bactericidal in accordance to EN 13697, levurocidal in accordance to EN 13697 (Candida albicans), tuberculocidal according to EN 14348. **Contact times:** Bacteria and Candida albicans (EN 13697): 1 min. (low bio load) Tb (Tuberculosis) in accordance to EN 14348: 5 min. (low bio load) **Safety instructions:** Pressurized container. Keep out of the reach of children. H222 - Extremely flammable aerosol. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/ 122°F.

Area de aplicación: Espuma especial para la limpieza, desinfección y mantenimiento de los lavamanos utilizados en odontología. Elimina los depósitos de cal, sangre y residuos co oreados de las pastillas para placas con la ayuda de un sistema de limpieza activa. No utilizar en superficies sensibles al alcohol. **Instrucciones de uso:** Utilizar en estado puro y sin diluir. Agitar antes de su uso. Durante su uso, sujetar el bote con la boquilla mirando hacia abajo. Rociar todo el lavamanos con la espuma y dejar actuar. Después de 1 minuto como mínimo, aclarar con agua. **Eficacia microbiológica:** Bactericida conforme a la EN 13697, levurocida conforme a la EN 13697 (Candida albicans), tuberculicida conforme a la EN 14348. **Eficacia:** Bacteria and Candida albicans (EN 13697): Conc: 1 min. (baja carga biológica) TbB (Tuberculosis) conforme a EN 14348: Conc: 5 min. (baja carga biológica) **Precauciones de seguridad:** Envasa a presión. Mantener fuera del alcance de los niños. H222 - Aerosol extremadamente inflamable. Manténgase alejado de fuentes de calor/chispas/llama abierta/superficies calientes. - No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. Evítase respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Protéjase de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/ 122°F.

Domaine d'application: Nano Spittoon Foam est une mousse pour le nettoyage, la désinfection et l'entretien des crachoirs des fauteuils dentaires. Ce produit élimine les dépôts calcaires ainsi que les traces de sang et les colorants, provenant des comprimés de révélateurs de plaque, au moyen d'un système de nettoyage actif. Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles à l'alcool. **Mode d'emploi:** Utiliser pur et non dilué. Agiter avant l'utilisation. Lors de l'utilisation, tenir le récipient à l'envers, buse dirigée vers le bas. Vaporiser entièrement le crachoir en formant un cercle avec la mousse et laisser agir. Après 1 minute, rincer à l'eau et laver à la main si nécessaire. **Efficacité microbiologique:** Bactéricide selon EN 13697, levurocide selon EN 13697 (Candida albicans), tuberculocide selon EN 14348. **Efficacité:** Bactérie et Candida albicans (EN 13697): Conc: 1min. (conditions de propreté) TbB (Tuberculose) selon EN 14348: Conc: 5 min. (conditions de propreté) **Consignes de sécurité:** Récipient sous pression. À conserver hors de portée des enfants. H222 - Aerosol extrêmement inflammable. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/ 122°F.

Art der Anwendung: Die Mundspülbeckendesinfektion ist ein Spezialschaum zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von Mundspülbecken in zahnärztlichen Behandlungseinheiten. Mundspülbeckendesinfektion NANO entfernt zuverlässig Ablagerungen von Kalk, Blut und Farbstoffresten von Plaque-Tabletten mit Hilfe eines Aktivreinigungssystems. Nicht auf alkoholempfindlichen Oberflächen anwenden. **Hinweise zur Anwendung:** Mundspülbeckendesinfektion NANO wird unverdünnt angewendet. Vor der Anwendung Dose kurz schütteln. Während der Anwendung die Dose mit dem Sprühkopf nach unten halten und das Ventil betätigen. Das Mundspülbecken rundum einschäumen und kurz einwirken lassen. Nach mind. einer Minute Einwirkzeit entweder zusätzlich mechanisch reinigen oder spülen. **Wirkungsspektrum:** Bakterizid nach EN 13697, levurozid nach EN 13697 (Candida albicans), tuberkulozid nach EN 14348. **Einwirkzeiten:** Bakterien und Candida albicans gemäß EN 13697: Unverdünnt: 1min. (niedrige Belastung) TbB-Inaktivierung gemäß EN 14348: Unverdünnt: 5min. (niedrige Belastung) **Sicherheitshinweise:** Behälter steht unter Druck. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. H 222 Extrem entzündbares Aerosol. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Druckbehälter: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/ 122°F aussetzen.

Area applicazione: Schiuma speciale per la pulizia, la disinfezione e la manutenzione dei lavabi ad uso odontoiatrico. Rimuove i depositi di calcare, sangue e altri residui colorati contenuti nelle pastiglie rivelatrici di placca batterica, grazie alla sua formulazione attiva. Non utilizzare su superfici sensibili all'alcol. **Istruzioni per l'uso:** Utilizzare allo stato puro, non diluire. Agitare bene prima dell'uso. Durante l'uso, tenere la bomboletta con l'ugello rivolto verso il basso. Spruzzare sul lavabo e lasciare agire la schiuma. Dopo 1 minuto (minimo), sciacquare con acqua. **Efficacia microbiologica:** Battericida secondo EN 13697; levurocida secondo EN 13697 (Candida albicans); tuberculocida secondo EN 14348. **Spettro d'azione:** Spettro d'azione: Battericida secondo EN 13697, levurocida secondo EN 13697 (Candida albicans), tuberculocida secondo EN 14348. Tempi d'azione: Batteri e Candida albicans secondo EN 13697: Non diluito: 1 min. (carica bassa); inattivazione di TbB secondo EN 14348: Non diluito: 5 min. (carica bassa) **Istruzioni di sicurezza:** Recipiente sotto pressione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. H222 - Aerosol altamente infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme/superfici riscaldate. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma o altra fonte di ignizione. Recipiente sotto pressione: Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/ 122°F.

Toepassingsgebied: Dit is een speciaal schuim voor het reinigen, desinfecteren en onderhoud van de tandartswasbak. Het verwijdert kalkafzetting, bloed- en kleurstoffresiduen van plaktabletten met behulp van een actief reinigingssysteem. Niet te gebruiken op voor alcohol gevoelige oppervlakken. **Gebruiksaanwijzing:** Puur en onverdund te gebruiken. Voor gebruik schudden. Houd de bus met de spuitmond omhoog tijdens gebruik. Besproei de gehele wasbak met schuim en laat het inwerken. Na minimaal 1 minuut afspelen met water. **Microbiologische doeltreffendheid:** Bactericide conform EN 13697, levurocida conform EN 13697 (Candida albicans), tuberculocida conform EN 14348. **Werkingspectrum:** Bactericide volgens EN 13697, levurocida volgens EN 13697 (Candida albicans), tuberculocida volgens EN 14348. Inwerkingstijd: Bacteriën en Candida albicans volgens EN 13697: onverdund: 1 min. (lage belasting); TbB-inactivering volgens EN 14348: onverdund: 5 min. (lage belasting) **Aanwijzingen voor de veiligheid:** Houder onder druk. Buiten het bereik van kinderen houden. H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol. Verwijderd houden van warmte/vonken/ open vuur/hete oppervlakken - niet roken. Niet in open vuur of op andere ontsiekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

400 mLe



DE Healthcare Products
DEDICATED TO EXCELLENCE



Danger
Peligro
Danger
Gefahr
Pericolo
Gevaar



see imprint
ver la fecha impresa
voir impression
siehe Aufdruck
vedi iscrizione
zie opdruk

520 3

(manufacturer)

CB Healthcare Intl. s.r.l.
Via Partisani, 3
47016 Fiumana, Predappio (FC), Italy
Tel: +39 0543 929 111
Rev. 2016/08