

↓ Dobra 6

HENRY SCHEIN®
INTERDENTAL WOODEN WEDGES

ES Cunas interdentales de madera
FR Cales interdentaires en bois
DE Interdentalkeile aus Holz
IT Cunei interdentali in legno
NL Interdentale houten wiggen
PT Cunhas interdentais de madeira
CS Mezižubní dřevěné klinky
PL Drewniane kliny międzyzębowe

⑩ Interdental wooden wedges
 Henry Schein interdental wooden wedges are indicated for general use in restorative procedures, with the mechanical function of adapting matrices and/or separating adjacent teeth. The interdental wooden wedges do not require cuts or adjustments, because its shape allows an easy insertion into the interproximal areas and ensures a perfect adaptation of the matrices. **Usage:** Select the most appropriate wedge size for the procedure. Insert the wedge into the interproximal space. Once the procedure is completed, the wedge must be removed. **Warnings, precautions and restrictions:** Professional use only. Single use only. Its reuse may cause cross contamination. If there is proven allergy to any of its components, the product must not be used. To avoid an accidental swallowing of this product, it is necessary the application of a total isolation technique of the operatory field. The product has a sharp point and must be handled with caution to avoid risk of causing harm to the patient. **Composition:** Natural Wood. Colored: Wood and non-toxic reactive dyes. **Storage:** To be stored in a cool and dry place, protected from sunlight.

⑪ Cunas interdentales de madera
 Henry Schein cunas interdentales de madera son indicadas para uso general en procedimientos restauradores con función mecánica de adaptar la matriz y/o alejar dientes adyacentes. Las cunas interdentales no requieren cortes ni ajustes, porque su forma permite una inserción fácil en la región interdental y garantizan la adaptación perfecta de las matrices. **Uso:** Seleccionar la cuna deseada. Introducir la cuna en el espacio interproximal. Una vez concluido el procedimiento la cuna debe ser removida. **Averías, precauciones y restricciones:** Uso profesional. Uso único. Su reutilización puede causar contaminación cruzada. En caso de alergia comprobada del paciente a cualquiera de los componentes de este producto, el mismo no deberá ser utilizado. Para evitar la deglución o aspiración accidental de este producto, se recomienda el aislamiento absoluto del campo operatorio. El producto posee una extremidad punteada que lo que debe ser manipulado con precaución para evitar riesgo de daños al paciente. **Composición:** Natural: Madera. Colorida: Madera y corantes reactivos atóxicos. **Almacenamiento:** Almacenar en local seco, fresco y al abrigo de la luz solar.

Females:
 5722670 – Cunas interdentales de madera – 100 unidades – verde
 5722671 – Cunas interdentales de madera – 100 unidades – rosa
 5722672 – Cunas interdentales de madera – 100 unidades – blanco
 5722673 – Cunas interdentales de madera – 100 unidades – melocotón

De acuerdo con la normativa europea de regulación de productos sanitarios, los usuarios / pacientes están obligados a notificar los acontecimientos adversos graves con productos sanitarios al fabricante y a la autoridad competente del país en el que se hayan producido.

⑫ Cales interdentales en bois
 Henry Schein cales interdentaires en bois sont indiquées pour tout usage en procédures de restauration, avec la fonction mécanique d'adapter la matrice et/ou d'éloigner des dents voisines. Les cales interdentaires en bois n'ont pas besoin d'être découpées ou adaptées, et assurent la fixation des matrices. **Usage:** Sélectionner le cal desiré. Insérer le cal dans l'espace interproximal. Une fois la procédure terminée, le cal doit être retiré. **Avvertenze, precauzioni e restrizioni:** Uso professionale. Uso unico. Non utilizzarlo più. Il suo riciclo può provocare una contaminazione crozzata. Per evitare la degluzione o l'aspirazione accidentale di questo prodotto, è necessario l'applicazione di una totale isolazione del campo operatorio. Il prodotto possiede una estremità a punta che deve essere manipolato con cautela per evitare il rischio di causare danni al paziente. **Conservazione:** Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco, protetto dalla luce solare.

⑬ Cales interdentales en bois
 Henry Schein cales interdentaires en bois sont indiquées pour tout usage en procédures de restauration, avec la fonction mécanique d'adapter la matrice et/ou d'éloigner des dents voisines. Les cales interdentaires en bois n'ont pas besoin d'être découpées ou adaptées, et assurent la fixation des matrices. Usage: Selecionar o cal desejado. Inserir o cal no espaço interproximal. Uma vez completada a procedura, o cal deve ser removido. **Averías, precauciones y restricciones:** Uso profesional. Uso único. Su reutilización puede causar contaminación cruzada. En caso de alergia comprobada del paciente a cualquiera de los componentes de este producto, el mismo no deberá ser utilizado. Para evitar la deglución o aspiración accidental de este producto, se recomienda el aislamiento absoluto del campo operatorio. El producto posee una extremidad punteada que lo que debe ser manipulado con precaución para evitar riesgo de daños al paciente. **Composición:** Natural: Madera. Colorida: Madera y corantes reactivos atóxicos. **Almacenamiento:** Almacenar en local seco, fresco y al abrigo de la luz solar.

Vormen:
 5722670 – Interdentale houten wiggen – 100 stuk – groen
 5722671 – Interdentale houten wiggen – 100 stuk – roze
 5722672 – Interdentale houten wiggen – 100 stuk – wit
 5722673 – Interdentale houten wiggen – 100 stuk – perzik
 Volgens de EU-verordening inzake medische hulpmiddelen zijn gebruikers / patiënten verplicht om ernstige voorvalen met een medisch hulpmiddel te melden aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van het land waar deze zich hebben voorgedaan.

⑭ Cunas interdentales de madera
 Henry Schein cunas interdentales de madera são indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores com a função mecânica adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes. As cunas interdentais de madeira não necessitam de recortes ou ajustes, pois seu formato agudo facilita sua introdução na ameia e garante a fixação das matrizes. **Uso:** Selecionar a cunha desejada. Inserir a cunha no espaço interproximal. Uma vez concluído o procedimento a cunha deve ser removida. **Advertências, precauções e restrições:** Uso único. O uso não deve ser repetido. O uso pode causar contaminação cruzada. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutiados ou aspirados acidentalmente. O produto possui uma extremidade pontiaguda e deve ser manuseado de forma a não causar lesão ao paciente. **Composição:** Natural: Madeira. Colorida: Madeira e corantes reactivos atóxicos. **Armazenamento:** Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

Formas:
 5722670 – Cunas interdentales de madera – 100 pçs – verde
 5722671 – Cunas interdentales de madera – 100 pçs – rosa
 5722672 – Cunas interdentales de madera – 100 pçs – branco
 5722673 – Cunas interdentales de madera – 100 pçs – pêssego
 De acordo com a Regulação para Dispositivos Médicos da UE, os usuários / pacientes são obrigados a relatar os eventos sérios ao fabricante e à autoridade competente do país onde tais eventos ocorram.

⑮ Mezižubní dřevěné klinky
 Henry Schein mezižubní dřevěné klinky se indikují pro všeobecné použití při opravných zákrocích, mají mechanickou funkci úpravy matric a/nebo oddělení sousedních zubů. Mezižubní dřevěné klinky nevyžadují fezání nebo úpravy, protože jejich tváře umožňují snadný vložení do interproximálních oblastí a zajištují perfektní přizpůsobení matric. **Použití:** Vyberte nejvhodnější velikost klinku pro daný zákon. Vložte klinku do interproximálního prostoru. Jakmile je zákon proveden, klinku se musí vymontovat. **Výstrahy, preventivní opatření a omezení:** Pouze pro použití odborníků. Pouze jednorázové použití. Použití může způsobit alergii na klerukovulk. Poškození klerukovulk. Vložte klinku do interproximálního prostoru. Jakmile je zákon proveden, klinku se musí vymontovat. **Uspořádání:** Vyberte nejvhodnější velikost klinku pro daný zákon. **Skladování:** Uložte klinky do vhodného obalu a uchovejte je v chladném místě, chráněte před sluncem.

⑯ Drewniane kliny międzyzębowe
 Henry Schein drewniane kliny międzyzębowe są wskazane do ogólnego stosowania w zabiegach rekonstrukcyjnych, mają mechaniczną funkcję dostosowywania formy matryc i/ lub oddzielania sąsiadujących zębów. Drewniane kliny międzyzębowe nie wymagają cięgi i naprawy, ponieważ ich głowice umożliwiają łatwe wprowadzenie do obszarów interproximacyjnych i gwarantują perfekcyjne dopasowanie matryc. **Użycie:** Dobranie rozmiaru klinu odpowiedniego do potrzeb wykonywanego zabiegu. Wysuwanie klinu po zakończeniu procedury klin musi zostać usunięty. **Ostrzeżenia, środki ostrożności i ograniczenia:** Tylko do profesjonalnego zastosowania. Do jednorazowego użycia. Użycie wielokrotnie może być przyczyną zakazów krzyżowych. Produkt nie może być stosowany w przypadku stwierdzenia alergii na klerukowulk z jego składników. Aby uniknąć ryzyka zranienia pacjenta. **Skład:** Naturalne: Drewno. Kolorowe: Drewno i nietoksyczne barwniki. **Przechowywanie:** Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chroniącym przed światłem słonecznym.

Kształty:
 5722670 – Drewniane kliny międzyzębowe – 100 kawałków – zielone
 5722671 – Drewniane kliny międzyzębowe – 100 kawałków – różowy
 5722672 – Drewniane kliny międzyzębowe – 100 kawałków – białe
 5722673 – Drewniane kliny międzyzębowe – 100 kawałków – broszkowniowe
 Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów medycznych użytkownicy / pacjenci są zobowiązani do zgłoszenia poważnych zdarzeń za pomocą wyrobu medycznego producentowi i właściwemu organowi kraju, w którym wystąpiły.

→
Dobra 2

←
Dobra 3

←
Dobra 1

Sulfite 63gr
 Formato abierto: 203 x 166 mm
 Impressão 1 x 0 = Preto
 Dobras: 3 vertical e 3 horizontal