

## NASAL CANNULA

Cánula Nasal

Lunette nasale à oxygène

Sauerstoffbrille

Cannule Nasali

REF: 900-7034, 900-7035, 900-7036, 900-7037

### Directions for use:

1. Attach the oxygen supply tubing to the gas source and set the oxygen to the prescribed flow.
2. Check for gas flow throughout the device.
3. Insert nasal tips into the nostrils with the two plastic tubes over the ears and under the chin.
4. Gently adjust the plastic slide until the cannula is secure.

**NOTE:** Nasal tips may be trimmed with scissors to fit smaller patients.

**Caution:** Do not use if package is open or damaged. Store in cool and dry place. Ensure that all connections are secure and air circulates freely through the tubing.

### Instrucciones de uso

5. Conecte el tubo de oxígeno a la fuente de gas para establecer el flujo de oxígeno prescrito.
6. Verifique el flujo de gas en todo el dispositivo.
7. Introduzca las puntas nasales dentro de los orificios de la nariz, los dos tubos largos plásticos van sobre las orejas y por debajo de la barbilla.
8. Ajuste suavemente el tubo corredizo hasta que la cánula este seguro.

**NOTA:** Las puntas nasales pueden ser recortados con tijeras para adaptarse a los pacientes más pequeños.

**Precaución:** No utilice si el envase está abierto o dañado. Almacene la cánula en un lugar fresco y seco.

Asegúrese de que todas las conexiones estén aseguradas, y el aire circule libremente a través de los tubos.

### Mode d'emploi

1. Fixez le tuyau d'alimentation en oxygène à la source de d'oxygène et régler le débit à celui prescrit.
2. Vérifier la bonne circulation du gaz dans le dispositif.
3. Insérer les embouts nasales dans les narines avec les deux tubes plastiques sur les oreilles et sous le menton.
4. Ajustez la glissière en plastique jusqu'à ce que la canule soit sécurisée.

**NOTE:** Les embouts nasale peuvent être ajustées avec des ciseaux pour les patients de plus petite taille.

**Attention:** Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Conserver dans un endroit frais et sec.

Veiller à ce que toutes les connexions sont sécurisées et l'air circule librement à travers le tube.

### Gebrauchsanweisung

1. Befestigen Sie die Sauerstoffbrille an der Sauerstoffquelle und stellen Sie die Sauerstoffzufuhr entsprechend der verschrieben Stärke ein.
2. Prüfen Sie ob Sauerstoff durch die Sauerstoffbrille fließt.
3. Führen Sie die Nasenkanülen in die Nasenlöcher ein und legen Sie die Plastikröhren über die Ohren und unter das Kinn.
4. Stellen Sie vorsichtig den Regler ein bis die Kanüle fest sitzt.

**Bitte beachten Sie:** die Nasenkanülen können mit einer Schere für kleinere Patienten zugeschnitten werden.

**Vorsicht:** Nicht verwenden, wenn die Packung geöffnet oder beschädigt ist. Kühl und trocken lagern. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und der Sauerstoff frei durch die Sauerstoffbrille fließt.

### Istruzioni per l'uso

1. Collegare il tubo di rifornimento di ossigeno per la fonte del gas e impostare l'ossigeno al flusso prescritto.
2. Controllare il flusso del gas in tutta la periferica.
3. Inserire i viaggi nasale nelle narici con i due tubi plastic sopra le orecchie e sotto il mento.
4. Regolare delicatamente il vetrino di plastica fino a quando la cannula è sicuro.

**NOTA:** Consigli nasale può essere tagliata con le forbici per adattarsi pazienti più piccoli.

**Attenzione:** Non usare se la confezione è aperta o danneggiata. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Assicurarsi che tutte le connessioni siano sicure e l'aria circola liberamente attraverso il tubo.

Distributed by (in US only)



HENRY SCHEIN INC. – 135 DURYEA ROAD, Melville, NY 11747 USA



HENRY SCHEIN U.K. HOLDINGS LTD. – MEDCARE HOUSE, CENTURION CLOSE, GILLINGHAM BUSINESS PARK, GILLINGHAM, ME8 0SB U.K.

[www.henryscheinbrand.com](http://www.henryscheinbrand.com)