

# MAXIMA ACCLEAN AIR POLISHING POWDER 40MM LEMON/MINT

 Before using this product, please carefully read and follow the recommendations of the instruction manuals originally delivered with your device and system. Please pay special attention to the safety precautions.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

## Intended use

The Maxima Acclean Air Polishing powder 40µm Lemon/Mint is intended to be remove biofilm, stains and early calculus supragingivally above cemento-enamel junction:

- From secondary teeth.
- From sound enamel.

## Indications

This powder is indicated for air polishing: Removes biofilm supragingivally, stains and early calculus.

## Intended user population

This powder is intended to be used by dental professionals.

## Intended patient population


This powder is intended to be used in population with secondary teeth, including children.

## Undesirable side effects and contraindications

Flavors aromas (lemon or mint) can cause allergic reactions. This powder should not be used on patients allergic to flavor aromas (lemon or mint).

This powder contains salt and should not be used on patients with a low salt diet or hypertension.

## Recommendations

 Do not use this powder in the direction of oral soft tissues or any dental tissue other than sound enamel.

## Storage and shelf-life

Storage condition up to 30°C and up to 90% relative humidity.  
Transport conditions between -29°C to 38°C and up to 90% relative humidity.  
Shelf life: 36 months.

## Disposal

There is no specific safety risk related to the disposal of the product and its container. Disposal must be made according to country specific regulations.

## Compatibility


Compatibility tests have been performed with EMS AIRFLOW® devices equipped with EMS AIRFLOW® Handpiece


## Main ingredient

Sodium Bicarbonate

## Contains

Sweetener (sucralose for Mint flavor / saccharin for Lemon flavor)  
Aroma  
Hydrophobic modified amorphous silica

 Translations in this manual are based on the English version. Thus the English text will be referred to in case of discrepancy.

 Před použitím tohoto produktu si pečlivě prostudujte doporučení uvedené v návodu k použití původně dodaném s Vaším přístrojem a systémem a podle těchto doporučení postupujte. Speciální pozornost věnujte bezpečnostním opatřením.

Jakákoli závažná událost, k níž dojde v souvislosti s přístrojem, má být hlášena výrobcí a kompetentnímu orgánu členského státu, v němž je registrován uživatel a/nebo pacient.

## Určené použití

Maxima Acclean Air Polishing powder 40µm Lemon/Mint je určen k odstranění supragingiválního a subgingiválního biofilmu:

- Ze stálých zubů.
- Ze zdravé skloviny.

## Indikace

Tento prášek je určen k leštění vzduchem: Odstraňuje biofilm supragingiválně, pigmentace a čerstvé kalcifikovaný zubní kámen.

## Zamýšlená populace uživatelů

Tento prášek je určen pro použití stomatologickými odborníky.


## Zamýšlená populace pacientů

Tento prášek je určen pro použití u pacientů se stálými zuby, včetně dětí.

## Nežádoucí účinky a kontraindikace

Aromata (citron nebo máta) mohou způsobit alergické reakce. Prášek nemá být používán u pacientů s alergií na aromata (citron nebo máta). Tento prášek obsahuje sůl a nemá být používán u pacientů se stravou s nízkým obsahem soli nebo hypertenzí.

## Doporučení

 Tento prášek nepoužívejte ve směru měkkých tkání dutiny ústní nebo jakékoli zubní tkáně jiné než zdravé skloviny.

## Uchovávání a doba použitelnosti

Podmínky uchovávání: teplota do 30°C a relativní vlhkost do 90 %.  
Podmínky přepravy: teplota od -29 °C do 38 °C a relativní vlhkost do 90 %.  
Doba použitelnosti: 36 měsíců.

## Likvidace

S likvidací produktu a jeho obalů nejsou spojena žádná speciální bezpečnostní rizika. Likvidace musí probíhat v souladu s nařízeními dané země.

## Kompatibilita


Se přístroji EMS AIRFLOW® vybavenými EMS AIRFLOW® násadecem byly provedeny testy kompatibility.

## Hlavní složka

Hydrogenuhlíčitán sodný

## Obsahuje

Sladidlo (sukralóza u příchuti máta / sacharin pro citronovou příchut')  
Příchut'  
Hydrofobně modifikovaný amorfní oxid křemičitý

 Překlady toho návodu vznikají na základě anglické verze. V případě nejasnosti se obraťte na anglický text.

## Bevor

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen und befolgen Sie bitte sorgfältig die Empfehlungen in den Bedienungsanleitungen, die zusammen mit Ihrem Gerät und Ihrem System geliefert wurden. Beachten Sie dabei besonders die Sicherheitshinweise.

Sollte im Zusammenhang mit dem Gerät ein schwerwiegender Zwischenfall auftreten, muss dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig ist, gemeldet werden.

## Verwendungszweck

Maxima Acclean Air Polishing powder 40µm Lemon/Mint soll Biofilm, Verfärbungen und Zahnstein im Frühstadium supragingival oberhalb der Zement-Zahnschmelz-Grenze entfernen:

- Von bleibenden Zähnen.
- Von gesundem Zahnschmelz.

## Indikationen

Dieses Pulver ist für den Luftpoliereinsatz indiziert: Entfernt supragingivalen Biofilm, Verfärbungen und Zahnstein im Frühstadium.

## Vorgesehene Anwender

Dieses Pulver ist für die Verwendung durch Zahnärzte und Zahntechniker bestimmt.

## Vorgesehene Patientengruppen


Dieses Pulver ist für die Anwendung bei Patienten mit bleibenden Zähnen, einschließlich Kindern, bestimmt.

## Unerwünschte Nebenwirkungen und Kontraindikationen

Aromen (Zitrone oder Minze) können allergische Reaktionen hervorrufen. Dieses Pulver sollte nicht bei Patienten verwendet werden, die allergisch auf Aromen (Zitrone, Kirsche oder Minze) sind.

Dieses Pulver enthält Salz und sollte nicht bei Patienten mit salzärmer Ernährung oder Bluthochdruck angewendet werden.

## Empfehlungen

 Verwenden Sie dieses Pulver nicht in Richtung auf orale Weichgewebe oder andere Dentalgewebe außer gesundem Zahnschmelz.

## Lagerung und Haltbarkeit

Lagern Sie das Pulver bei Temperaturen bis 30°C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 90 %.  
Transportieren Sie das Pulver bei Temperaturen zwischen -29 °C und 38 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 90 %.  
Haltbarkeit: 36 Monate.

## Entsorgung

Es besteht kein spezifisches Sicherheitsrisiko im Zusammenhang mit der Entsorgung des Produkts und des Behälters. Die Entsorgung muss entsprechend den landesspezifischen Vorschriften erfolgen.

## Kompatibilität

EMS AIRFLOW®-Geräte mit einem EMS AIRFLOW®-Handstück wurden Kompatibilitätstests unterzogen.

## Hauptbestandteil

Natriumhydrogencarbonat

## Enthält

Süßstoff (Sucralose für Minzgeschmack/Saccharin für Zitronengeschmack)  
Aroma  
Hydrophobes modifiziertes amorphes Siliciumdioxid

 Die Übersetzungen in diesem Handbuch basieren auf der englischen Version. Daher wird im Falle von Unstimmigkeiten auf den englischen Text verwiesen.

## Antes

Antes de utilizar este producto, lea atentamente y siga las recomendaciones de los manuales de instrucciones entregados originalmente con su dispositivo y sistema. Preste especial atención a las precauciones de seguridad.

Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del país en el que esté establecido el usuario y/o paciente.

## Uso previsto

El Maxima Acclean Air Polishing powder 40µm Lemon/Mint está diseñado para eliminar el biofilm, las manchas y el cálculo temprano supragingivalmente por encima de la unión cemento-esmalte:

- De los dientes secundarios.
- Del esmalte sano.

## Indicaciones

Este polvo está indicado para pulido por aire: Elimina el biofilm supragingivalmente, las manchas y el cálculo temprano.

## Población de usuarios prevista

Este polvo está diseñado para ser utilizado por profesionales dentales.

## Población de pacientes prevista


Este polvo está diseñado para ser utilizado en una población con dientes secundarios, incluso niños.

## Efectos secundarios indeseables y contraindicaciones

Los sabores aromatizados (limón o menta) pueden causar reacciones alérgicas. Este polvo no debe usarse en pacientes alérgicos a los sabores aromatizados (limón, cereza o menta). Este polvo contiene sal y no debe usarse en

pacientes con una dieta baja en sal o hipertensión.

## Recomendaciones

 No use este polvo en dirección de tejidos blandos orales o cualquier tejido dental que no sea el esmalte sano.

## Almacenamiento y vida útil

Condiciones de almacenamiento de hasta 30°C y un 90 % de humedad relativa.  
Condiciones de transporte entre -29 °C y 38 °C y hasta un 90 % de humedad relativa.  
Vida útil: 36 meses.

## Eliminación

No existe un riesgo de seguridad específico relacionado con la eliminación del producto y su contenedor. La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa específica del país.

## Compatibilidad


Se han realizado pruebas de compatibilidad con dispositivos EMS AIRFLOW® equipados con mangos EMS AIRFLOW®.

## Ingrediente principal

Bicarbonato de sodio

## Contiene

Edulcorante (sucralosa para el sabor a menta/ sacarina para el sabor a limón)  
Aroma  
Sílice amorfa modificada hidrófoba

 Las traducciones en este manual se basan en la versión en inglés. Por lo tanto, en caso de discrepancia, se hará referencia al texto en inglés.

## Avant

Avant toute utilisation de ce produit, veuillez lire attentivement et respecter les recommandations fournies dans les modes d'emploi livrés avec votre appareil et votre système. Veuillez accorder une attention particulière aux mesures de sécurité.

Il convient de signaler tout incident sérieux en rapport avec l'appareil au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

## Utilisation prévue

La Maxima Acclean Air Polishing powder 40µm Lemon/Mint doit être utilisée pour l'élimination du biofilm, des taches et du tartre récent supragingivaux au-dessus de la jonction ciment-émail :

- sur les dents permanentes,
- sur l'émail sain.

## Indications

Cette poudre est indiquée pour le polissage à l'air : Élimine le biofilm supragingival, les taches et le tartre récent.

## Population d'utilisateurs prévus

Cette poudre doit être utilisée par des professionnels du dentaire.

## Population de patients prévus


Cette poudre peut être utilisée sur une population de patients présentant des dents permanentes, y compris des enfants.

## Effets secondaires indésirables et contre-indications

Les arômes (citron ou menthe) peuvent provoquer des réactions allergiques. Cette poudre ne doit pas être utilisée sur des patients allergiques aux arômes (citron, cerise ou menthe).

Cette poudre contient du sel et ne doit pas être utilisée sur des patients suivant un régime hyposodé ou souffrant d'hypertension.

## Recommandations

 Ne pas utiliser cette poudre sur des tissus buccaux mous ou tout tissu dentaire autre que l'émail sain.

## Stockage et durée de conservation

Condition de stockage : jusqu'à 30°C et jusqu'à 90 % d'humidité relative  
Conditions de transport : entre -29 °C et 38 °C et jusqu'à 90 % d'humidité relative  
Durée de conservation : 36 mois

## Mise au rebut

Il n'existe aucun risque de sécurité spécifique relatif à la mise au rebut du produit et de son emballage. La mise au rebut doit respecter les réglementations nationales en vigueur.

## Indicazioni

Questa polvere è indicata per la lucidatura ad aria: Rimuove biofilm, macchie e tartaro di recente formazione dall'area sopragengivale.

## Utilizzatori previsti

Questa polvere è destinata all'utilizzo professionale in studi dentistici.

## Pazienti previsti

Questa polvere è destinata a pazienti con denti permanenti, inclusi i bambini.

## Effetti indesiderati e controindicazioni

Gli aromi dei vari gusti (limone o menta) possono provocare reazioni allergiche. Questa polvere non deve essere utilizzata su pazienti allergici agli aromi dei gusti disponibili (limone, ciliegia o menta) Questa polvere contiene sale e non deve essere

## Prima

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e rispettare le raccomandazioni contenute nel manuale di istruzioni fornito con il dispositivo e il sistema. Prestare particolare attenzione alle precauzioni per la sicurezza.

Qualsiasi incidente occorso durante l'utilizzo del dispositivo deve essere comunicato al produttore e alle autorità competenti dello Stato Membro in cui l'utente e/o il paziente risiedono.

## Uso previsto

Il sistema Maxima Acclean Air Polishing powder 40µm Lemon/Mint è destinato per la rimozione di biofilm, macchie e tartaro di recente formazione nell'area sopragengivale sopra la giunzione amelo-cementizia:

- Da denti permanenti.
- Da smalto solido.

## Indicazioni

Questa polvere è indicata per la lucidatura ad aria: Rimuove biofilm, macchie e tartaro di recente formazione dall'area sopragengivale.

## Utilizzatori previsti

Questa polvere è destinata all'utilizzo professionale in studi dentistici.

## Pazienti previsti


Questa polvere è destinata a pazienti con denti permanenti, inclusi i bambini.

## Effetti indesiderati e controindicazioni

Gli aromi dei vari gusti (limone o menta) possono provocare reazioni allergiche. Questa polvere non deve essere utilizzata su pazienti allergici agli aromi dei gusti disponibili (limone, ciliegia o menta) Questa polvere contiene sale e non deve essere

utilizzata su pazienti che seguono una dieta povera di sale o soggetti a ipertensione.

## Raccomandazioni

 Non dirigere la polvere su tessuti molli del cavo orale o altri tessuti dentali che non siano smalto solido.

## Conservazione e scadenza

Condizioni di conservazione: fino a 30°C e fino al 90% di umidità relativa.  
Condizioni di trasporto: tra -29°C e +38°C e fino al 90% di umidità relativa.  
Scadenza: 36 mesi.

## Smaltimento

Lo smaltimento del prodotto e del suo contenitore non presentano alcun rischio specifico per la salute e la sicurezza ambientale. Lo smaltimento deve avvenire nel rispetto di eventuali normative locali in materia.

## Compatibilità


I test di compatibilità sono stati eseguiti con dispositivi EMS AIRFLOW® dotati di manopola EMS AIRFLOW®.

## Ingrediente principale

Bicarbonato di sodio

## Contiene

Edulcorante (sucralosio per il gusto menta / saccarina per il gusto limone)  
Aromi  
Sílice amorfa idrofobica modificata

 Le traduzioni del presente manuale sono basate sulla versione in lingua inglese. Pertanto la lingua inglese farà fede in caso di discrepanze.

# MAXIMA ACCLEAN AIR POLISHING POWDER 40MM LEMON/MINT

 Lees de aanwijzingen in de meegeleverde originele gebruiksaanwijzing van uw apparatuur en systeem zorgvuldig door voor u dit product gaat gebruiken en volg deze op. Let extra goed op de veiligheidsvoorschriften.

Meld serieuze incidenten in relatie tot de apparatuur aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker is gevestigd en/of het oecrooi is verleend.

**Beoogd gebruik**  
De Maxima Acclean Air Polishing powder 40µm Lemon/Mint is bedoeld om biofilm, vlekken en vroeg-tijdig tandsteen supragingivaal boven de tandhals te verwijderen:

- van het blijvende gebit;
- van gezond email.

**Indicaties**  
Dit poeder is geïndiceerd voor het luchtpolijsten: Verwijdert biofilm supragingivaal, vlekken en vroeg-tijdig tandsteen.


**Beoogde gebruikers**  
Dit poeder is bedoeld om te worden gebruikt door tandheelkundige professionals.

**Beoogde patiëntenpopulatie**  
Dit poeder is bedoeld om te worden gebruikt bij melkgebitten, inclusief kinderen.

**Ongewenste neveneffecten en contra-indicaties**  
Smaakaroma's (citroen of pepermint) kunnen allergische reacties veroorzaken. Gebruik dit poeder niet bij patiënten die allergisch zijn voor smaakaroma's (citroen, kers of pepermint). Dit poeder bevat zout en dient niet te worden gebruikt bij patiënten die een zoutarm dieet volgen of hyper-

tensie hebben.

## Aanbevelingen

 Gebruik dit poeder niet in de buurt van orale zachte weefsels of tandheelkundige weefsels, behalve bij gezond email.

**Bewaren en houdbaarheid**  
Bewaren bij max. 30°C en 90% relatieve luchtvochtigheid.  
Vervoeren bij temperaturen tussen -29°C en 38°C en een relatieve luchtvochtigheid van max. 90%.  
Houdbaarheid: 36 maanden.

## Weggooiden

Het weggooiden van het product of het flesje brengt geen specifieke veiligheidsrisico's met zich mee. Gooi het weg conform de specifieke nationale reglementen.

## Compatibiliteit


Compatibiliteitstesten zijn uitgevoerd met EMS AIRFLOW® apparaten die is uitgerust met een EMS AIRFLOW® handstuk.

## Belangrijkste ingrediënt

sodium bicarbonate

## Bevat

Zoetstof (sucralose voor pepermunt/sacharina voor citroensmaak)  
Aroma  
hydrofobe gemodificeerde amorfe silica

 Vertalingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de Engelse versie. In geval van tegenstrijdigheden zal derhalve worden verwezen naar de Engelse versie.



Przed użyciem tego produktu należy dokładnie przeczytać i przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi oryginalnie dostarczonej z urządzeniem i systemem. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa.

Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z urządzeniem musi zostać zgłoszony do producenta i właściwego organu państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

**Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**  
Maxima Acclean Air Polishing powder 40µm Lemon/Mint jest przeznaczony do usuwania biofilmu, osadów i wczesnego kamienia naddziąsłowego nad granicą szklwno-cementową:

- z zębów stałych,
- ze zdrowego szkliwa.

## Wskazania

Piasek ten przeznaczony jest do polerowania powietrzem: usuwa biofilm naddziąsłowy, osady i wczesny kamień nazębny.

## Docelowa grupa użytkowników

Piasek ten przeznaczony jest do użytku przez wykwalifikowanych profesjonalistów stomatologicznych.


## Docelowa grupa pacjentów

Piasek ten przeznaczony jest do użytku na pacjentach ze stałym uzębieniem, także na dzieciach.

**Niepożądane skutki uboczne i przeciwwskazania**  
Aromaty smakowe (cytrynowy lub miętowy) mogą powodować reakcje alergiczne. Piasku tego nie należy stosować w przypadku pacjentów uczulonych na aromaty smakowe (cytrynowy, wiśniowy lub

miętowy).  
Piasek ten zawiera sól i nie należy go stosować w przypadku pacjentów na diecie z ograniczeniem soli lub nadciśnieniem.

## Zalecenia

 Nie kieruj tego piasku w stronę tkanek miękkich jamy ustnej ani tkanek zębów innych niż zdrowe szkliwo.

**Przechowywanie i okres przydatności**  
Warunki przechowywania do 30°C i do 90% wilgotności względnej.  
Warunki transportu między -29°C a 38°C i do 90% wilgotności względnej.  
Okres przydatności: 36 miesięcy.

## Utylizacja

Brak szczególnych ryzyk dotyczących bezpieczeństwa związanych z użyciem produktu i jego opakowania. Utylizację należy wykonać zgodnie ze szczególnymi rozporządzeniami krajowymi.

## Zgodność

Test zgodności został przeprowadzony przy użyciu urządzeń EMS AIRFLOW® wyposażonych w rękojeść EMS AIRFLOW®.


## Główny składnik

wodorowęglan sodu

## Zawiera

słodzik (sucraloza do miętowego smaku / sacharyna dla smaku cytrynowego)

aromat hydrofobową modyfikowaną krzemionkę amorficzną

 Tłumaczenie niniejszej instrukcji obsługi na podstawie wersji w języku angielskim. Dlatego też w przypadku rozbieżności zostanie przyjęty tekst w języku angielskim.



Antes de utilizar este produto, leia atentamente e cumpra as recomendações das instruções de utilização fornecidas originalmente com o seu dispositivo e sistema. Preste especial atenção às precauções de segurança.

Qualquer incidente grave que ocorra relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro no qual o utilizador e/ou paciente estejam estabelecidos.

## Utilização prevista

O Maxima Acclean Air Polishing powder 40µm Lemon/Mint destina-se a remover biofilme, manchas e tártaro precoce em posição supragengival em junções de cimento e esmalte:

- De dentes definitivos,
- De esmalte saudável.

## Indicações

Este pó está indicado para o polimento a ar: Remove o biofilme supragengival, manchas e o tártaro precoce.

## População de utilizadores pretendida


Este pó destina-se a ser utilizado por profissionais da área da saúde dentária.

## População de pacientes pretendida


Este pó destina-se a ser utilizado em pacientes com dentes definitivos, incluindo crianças.

## Efeitos secundários indesejáveis e contra-indicações

Os sabores e aromas (limão ou menta) podem provocar reações alérgicas. Este pó não deve ser utilizados em pacientes com alergia a sabores e aromas (limão, cereja ou menta).

 As traduções deste manual baseiam-se na versão em inglês. Consequentemente, em caso de discrepância, o texto em inglês servirá como referência.

pacientes com uma dieta baixa em sal ou com hipertensão.

**Recomendações**  
 Não utilize este pó na direção dos tecidos moles da mucosa oral ou de qualquer outro tecido dentário que não seja esmalte saudável.

## Armazenamento e prazo de validade

Armazene a uma temperatura inferior a 30 °C e humidade relativa máxima de 90%.  
Condições de transporte a uma temperatura entre -29 °C e 38 °C e a uma humidade relativa máxima de 90%.  
Prazo de validade: 36 meses.

## Eliminação do produto

Não existe um risco de segurança específico associado à eliminação do produto e do respetivo recipiente. A eliminação deve ser efetuada de acordo com as regulamentações específicas do país.

## Compatibilidade


Os ensaios de compatibilidade foram realizados com os dispositivos EMS AIRFLOW® equipados com uma peça de mão EMS AIRFLOW®.














## Componente principal

Bicarbonato de sódio

## Contém

Adoçante (sucralose para o sabor de menta / sacarina para o sabor de limão)  
Aroma  
Silica amorfa hidrofobicamente modificada

 As traduções deste manual baseiam-se na versão em inglês. Consequentemente, em caso de discrepância, o texto em inglês servirá como referência.

	EN	CS	DE	ES	FR	IT	NL	PL	PT
	Distributor's logo	Logo distributora	Vertreiberlogo	Logotipo del distribuidor	Logo du distributeur	Logo del distributore	Distributeurslogo	Logo dystrybutora	Logotipo do distribuidor
	Manufacturer	Výrobce	Hersteller	Fabricante	Fabricant	Produttore	Fabrikant	Producent	Fabricante
	Fabrication date	Datum výroby	Herstellungsdatum	Fecha de fabricación	Date de fabrication	Data di produzione	Fabricagedatum	Data produkcji	Data de fabrico
	Catalog reference	Katalogové číslo	Katalog-verweis	Referencia del catálogo	Référence catalogue	Riferimento catalogo	Catalogus-referentie	Numer katalogowy	Referência de catálogo
	Lot number	Číslo šarže	Chargennummer	Número de lote	Numéro de lot	Numero di lotto	Lotnummer	Numer partii	Número de lote
	Medical Device	Zdravotnický prostředek	Medizinisches Gerät	Dispositivo médico	Dispositif médical	Dispositivo medico	Medisch apparaat	Urządzenie medyczne	Dispositivo médico
	Expiry date	Datum expirace	Verfallsdatum	Fecha de caducidad	Date limite d'utilisation	Data di scadenza	Houdbaarheidsdatum	Data ważności	Data de validade
	CE symbol Refers to directive 93/42 EEC	Symbol CE odkazuje na směrnici 93/42 EHS	Konformitätskennzeichen Bezieht sich auf die Richtlinie 93/42 EWG	Signo de conformidad CE Hace referencia a la norma 93/42 CEE	Marquage de conformité CE Se rapporte à la directive 93/42 CEE	Marcatura di conformità CE Secondo la direttiva 93/42 CEE	CE-markering: verwijst naar richtlijn 93/42 EEG	Symbol CE dotyczy Dyrektywy 93/42 EWG	Marca CE; Refere-se à directiva 93/42 CEE
	Storage conditions	Podmínky uchovávání	Lagerbedingungen	Condiciones de almacenamiento	Conditions de stockage	Condizioni di conservazione	Opslag-conditions	Warunki przechowywania	Condições de armazenamento
	Transport conditions	Podmínky přepravy	Transportbedingungen	Condiciones de transporte	Conditions de transport	Condizioni di trasporto	Transportcondities	Warunki transportu	Condições de transporte
	Read the instructions	Přečtěte si návod k použití	Siehe Bedienungsanleitung	Consulte el manual de instrucciones	Se reporter au mode d'emploi	Consultare il manuale di istruzioni	Lees de gebruiksaanwijzing	Patrz instrukcja obsługi	Consulte o manual de instruções
	Shake before use	Před použitím protřepejte	Vor Gebrauch schütteln	Agitar antes de usar	Agiter avant utilisation	Agitare prima dell'uso	Schudden voor gebruik	Wstrząsnąć przed użyciem	Agitar antes de usar
	Danger	Nebezpečí !	Gefahr!	¡Peligro!	Danger !	Pericolo!	Gevaar!	Niebezpieczeństwo!	Perigo!

Manufactured by

**Dr. Wittmann GmbH & Co KG**  
64673 Zwingenberg - Germany  
service@dr-wittmann.com

Exclusively distributed by  
**HENRY SCHEIN INC.**  
135 DURYEA ROAD  
Melville, NY 11747 USA  
HNS0011\_04