

UNIVERSAL SPRAY

97-91029

Universal spray for handpieces

- Degreases, cleans and lubricates

Espray universal para piezas de mano y contra-ángulos

- Desengrasa, limpia y lubrica

Spray universel pour pièce à main et contre-angles

- Dégraisse, nettoie et lubrifie

Universal-Spray für Hand- und Winkelstücke

- Entfettet, reinigt und schmiert

Spray universale per manipoli e contrangoli

- Sgrassa, pulisce e lubrifica

Spray universal para peças de mão e contra-ângulos

- Desengordura, limpa e lubrifica

Spray the instrument before sterilization, in any case 2 times daily for about 2 sec. Hold can vertically and use with corresponding adapter.

Lubricar el instrumento antes de cada esterilización, en cualquier caso 2 veces al día durante aprox. 2 seg. Sostener la lata verticalmente y utilizarla con un adaptador adecuado.

Lubrifiez l'instrument avant chaque stérilisation, dans tous les cas 2 fois par jour pendant environ 2 sec. Tenez la boîte à la verticale et utilisez-la avec un adaptateur approprié.

Vor jedem Sterilisationsdurchgang bzw. mind. zweimal täglich ca. 2 Sek. durchsprühen. Dose bei Gebrauch senkrecht halten und mit einem passendem Adapter verwenden.

Lubrificare lo strumento prima di ogni sterilizzazione, in ogni caso 2 volte al giorno per circa 2 sec. Tenere il barattolo verticalmente e utilizzare con un adattatore adatto.

Lubrifique o instrumento antes de cada esterilização, em qualquer caso, 2 vezes ao dia por aproximadamente 2 segundos. Segure a lata verticalmente e use com um adaptador adequado.

500 ml e

DEHP™ DE Healthcare Products
DEDICATED TO EXCELLENCE



CB Healthcare Consulting GmbH
Am Neumarkt 34
22041 Hamburg, Germany
Tel: +49 40 656680



Rev.2018/10

Extremely flammable aerosol. Pressurized container: may burst if heated. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn the container, even after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122 °F.

Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.




see imprint/ver impresa/voir impression/
siehe Aufdruck/vedi incisione/ ver impressão



Danger/Peligro/Danger/Gefahr/
Pericolo/Perigo

650 3



(01)04062183009924